

KAESER DENTAL

современный дизайн, низкий уровень шума, возросшая мощь



Панель управления



Дентальный осушитель



Блок управления – PPS (PERMANENT-POWER-SYSTEM)

- KAESER - качество немецкого производства
- возможна поставка со специальным, экономичным дентальным осушителем Seccomat, обеспечивающим сухой и чистый сжатый воздух
- до 90 процентов постоянной полезной производительности – благодаря «PPS» компании KAESER (PERMANENT-POWER-SYSTEM)
- надежность и долговечность, основанная на многолетнем опыте компании KAESER в производстве компрессоров для стоматологии

Технические характеристики

Модель	Качество сжатого воздуха	Для стоматологич. установок колич-во	Производ-ть при 5 барах		Макс. давление бар	Емкость ресивера л	Мощность двигателя кВт	Уровень звукового давления ¹ дБ(А)	Габариты Д x Ш x В мм
			пиковая л/мин	непрерывная л/мин					
Dental 1 T	Согласно EN ISO 7494-2:2003, Стоматология - Стоматологические установки часть 2: обеспечение водой и воздухом (ISO 7484-2:2003)	1	65	52	7	24	0,75	64 (51) *	490 x 420 x 740
Dental 3 T		2-3	158	135	7	24	2,2 (1,4)**	69 (59) *	500 x 500 x 730
Dental 5 T		5	262	225	7	65	2,2	69 (59) *	510 x 510 x 960
Dental 5/2 T		10-12	524	472	7	90	2 x 2,2	71	1200 x 540 x 840

* Со звукоизоляционным кожухом ** Инсталлированная мощность двигателя (потребляемая мощность компрессора)

¹ Уровень звукового давления согласно ISO 2151 и основополагающего стандарта ISO 9614-2, допустимая погрешность: ±3 дБ(А)

ООО "Кезер Компрессорен ГмБХ"

ул. Искры 17 "А", стр. 2, 1-й этаж
129344 Москва, Россия

Телефон: +7 495 797 30 37 – Факс: +7 495 797 68 46

Эл.почта: info.russia@kaeser.com – www.kaeser.com