

КЕРАМИЧЕСКАЯ МАССА С КРИСТАЛЛАМИ ОКСИАПАТИТА

IPS Style Ceram - новая инновационная *низкотемпературная* керамическая масса, для облицовки металлических конструкций. По эстетике максимально адаптирован к IPS e.max.

Отличительная черта - уникальная кристаллическая решетка, благодаря соединению трех различных кристаллов: лейцитов, флюоропатитов и оксиапатитов. Кристаллы флюоропатитов и лейцитов обеспечивают превосходные оптические свойства. Кристаллы оксиапатитов создают небывалую эстетику. **Простота и удобство использования** этой керамики, делают ее идеальной как для начинающих техников так и для самых продвинутых керамистов. Дополняют систему **универсальные глазурные краски Ivocolor**

Наборы

679924	IPS Style Ceram Intro Kit A2		€150.00
679925	IPS Style Ceram Starter Kit A-D		€895.00
679922	IPS Style Ceram Gingiva Kit		€380.00
679923	IPS Style Ceram Impulse Kit		€660.00
679926	IPS Style Ceram Bleach Kit BL		€299.00

Отдельные упаковки

673146	IPS Style Ceram Pow Opaq 870	18g	€34.00
673167	IPS Style Ceram Pow Opaquer 870	80g	€121.00
673184	IPS Style Ceram In Po Op 870	18g white,violet, braun, incisal	€34.00
673232	IPS Style Ceram Margin	20g 1-7	€37.00
673239	IPS Style Ceram Int. Margin	20g yellow, orange-pink, orange, opaque	€37.00
673243	IPS Style Ceram Deep Dentin	20g	€37.00
673259	IPS Style Ceram Dentin	20g	€32.00
673275	IPS Style Ceram Dentin	100g	€140.00
673291	IPS Style Ceram Incisal	20g I1 - I5	€32.00
673296	IPS Style Ceram Incisal	100g I1 - I5	€140.00
673302	IPS Style Ceram Transpa	20g	€35.00
673307	IPS Style Ceram Transpa	100g	€140.00
673308	IPS Style Ceram Mamelon	20g	€35.00
673311	IPS Style Ceram Occ. Dentin	20g	€35.00
673313	IPS Style Ceram Incisal Edge	20g	€35.00
673314	IPS Style Ceram Opal Effect	20g 1 - 5, violet	€35.00
673320	IPS Style Ceram Special Incisal	20g	€35.00
673322	IPS Style Ceram Inter Inc	20g	€35.00
673323	IPS Style Ceram Cerv Transpa	20g	€35.00
673327	IPS Style Ceram Add-On Margin	20g	€37.00
673328	IPS Style Ceram Add-On Dentin	20g	€37.00
673329	IPS Style Ceram Add-On 690°C	20g	€37.00
674603	IPS Style Ceram Add-On Incisal	20g	€37.00
673344	IPS Style Ceram Gingiva	20g 1- 5	€35.00
673349	IPS Style Ceram Intensive Gingiva	20g 1- 5	€35.00
673354	IPS Style Ceram Basic Gingiva	20g BG34	€35.00

IPS Style Ceram One

673355	IPS Style Ceram One	20g 1 - 7 , BL	€32.00
673363	IPS Style Ceram One	100g 1 - 7 , BL	€140.00

Моделировочные жидкости для IPS Style Ceram

673371	IPS Pow. Opaq. Liquid 60ml	€25.00
673373	IPS Margin Build-Up Liquid 60ml allround	€21.00
673375	IPS Build-Up Liquid 60ml allround	€21.00

Изолирующие жидкости универсальные

593401	IPS Model Sealer 50 ml	€25.00
593402	IPS Margin Sealer Liquid 20 ml	€17.00
593403	IPS Ceramic Sep. Liq. w. Brush 15 ml	€21.00

IPS InLine - три направления одной керамики

IPS InLine One - новая однослойная металлокерамика. Моделирование полной анатомической формы за 1 обжиг. Новый материал **Dentcisal** - совмещает свойства дентина и эмали. Экономия времени 30%. для сплавов с КТР 13,8-15,0 x 10-6К (25-500С).

Наборы

631866	IPS InLine One Starter Kit Цвет: A2	€65.00
631867	IPS InLine One Starter Kit Цвет: A3	€65.00
649083	IPS InLine One Start Kit Цвет: A3 Pow Opaquer	€105.00
631848	IPS InLine One Basic Kit Chromascope - Dentcisal 20 г BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6	€740.00
631849	IPS InLine One Basic Kit A-D - Dentcisal 20 г BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6	€740.00

Отдельные упаковки

631850	IPS InLine One Dentcisal 20 г, цвета: BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6	€25.00
631857	IPS InLine One Dentcisal 100 г, цвета: BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6	€110.00

IPS InLine PoM - керамика для напрессовки на металл, высокая точность, оптимальная эстетика и максимальная прочность. Протезирование на имплантатах. Для сплавов с КТП 13,8-14,5 x 10-6К (25-500С).

Наборы		
602169	IPS InLine PoM Basic Kit A-D - IPS InLine/InLine PoM опакер 8x3г, Заготовки для прессования : XS - 7x5шт, S - 7x5шт, корректур-масса Touch Up 7x20г, глазурь паста 3г, Add-On 690°C 20г, моделировочная жидкость Р 60 мл, жидкость для красок и глазури 15 мл, система паковочных колец 100 и 200 г, силиконовые паковочные кольца 100 и 200 г, AlOx-Plunger 1шт, AlO x Plunger-сепаратор 200 мг, шаблон для литников 100 и 200 г, расцветка.	€1,560.00
602170	IPS InLine PoM Basic Kit Chromascop - IPS InLine/InLine PoM опакер 10x3г, Заготовки для прессования : XS - 7x5шт, S - 7x5шт, корректур-масса Touch Up 7x20г, глазурь паста 3г, Add-On 690°C 20г, моделировочная жидкость Р 60 мл, жидкость для красок и глазури 15 мл, система паковочных колец 100 и 200 г, силиконовые паковочные кольца 100 и 200 г, AlOx-Plunger 1шт, AlOxPlunger-сепаратор 200 мг, шаблон для литников 100 и 200 г, расцветка	€1,600.00
Заготовки для прессования, корректур-массы		
602395	IPS InLine PoM Ingots S-Среднего размера, 7 цветов, 1уп x 5 шт	€85.00
602387	IPS InLine PoM Ingots XS - малого размера, 7 цветов, 1уп x 5 шт	€55.00
602401	IPS InLine PoM Toch Up BL - корректур-масса цвета заготовки, 20 г	€25.00
Набор для паковки пресс-конструкций 300г (более 3 единиц)		
614491	IPS Investment Ring Sys. 300 г StarterKit	€290.00
614497	IPS One-Way-Plunger 300 г, одноразовые плунжера , 50 шт	€269.00
614490	IPS Investment Ring System 300 г	€45.00
614492	IPS Silikon Ring 300 г	€45.00

IPS InLine - универсальная низкотемпературная керамика для техники послойного наслоения. Простая и понятная схема работы и идеальная стойкость цвета, стабильность материала, сохраняющаяся после обжига

Наборы		
593001 593154AD	IPS InLine TRIAL KIT - Паста Опакер 3 г дентин 3 г, режущий край 3 г, транспарент прозрачный 3 г, дипдентин 3 г, окклюзионный дентин 3 г, маргин масса 3 г, мамелон масса 3 г, опал-эффект 2x3г, Shade 3 г, глазурь паста 3г, комплект жидкостей по 5 мл, 210/2В или А3	€140.00
649081	IPS InLine Trial Kit A3 - Опакер порошок 18 г , дентин 3 г, реж. край 3 г, транспарент прозрачный 3 г, дипдентин 3 г, окклюз. дентин 3 г, маргин 3 г, мамелон 3 г, опал-эффект 2x3 г, Shade 3 г, глазурь 3г, комплект жидкостей 5 мл	€160.00
593003	IPS InLine BASIC KIT - Базовый набор по Chromascop Паста Опакер 10x3 г / Дентин 10x20 г; Цвета: 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510, Интенсив Опакера 4x3 г Цвета: белый, фиолето-вый, коричневый, режущий, 3 инцизал по 20 г, транспарент clear 20 г, глазурь паста 3 г, корректур масса 20 г, 2-е моделировочные жид-кости по 60 мл ("L" и "P"), жидкость для опакера 15 мл, жидкость для красок и глазури 15 мл, модельсепаратор 50 мл, жидкость для изоляции керамики 15 мл, расцветки: режущего края, дентинов, опаков, расцветка Chromascop.	€940.00
591551	IPS InLine BASIC KIT A-D - Базовый набор по расцветке VITA Паста Опакер 8x3 г / Дентин 8x20 г; Цвета : А1, А2; А3; А3,5; В2; В3; С2; D3, 4 Интенсив Опакера по 3 г :белый, фиолетовый, коричневый, режущий, цервикал-дентин D2/D3, инцизал 3x20 г (I1, I2, I3), транспарент clear 20 г, глазурь паста 3 г, корректур масса 20 г, моделировочные жидкости по 60 мл ("L" и "P"), жидкость для опакера 15 мл, жидкость для красок и глазури 15 мл, модельсепаратор 50 мл, керамик-сепаратор 15 мл, расцветки: дентинов, опаков, режущий край.	€915.00
649082	IPS InLine BASIC KIT A-D - Базовый набор по расцветке VITA Порошковый Опакер 8x18 г / Дентин 8x20 г; Цвета : А1, А2; А3; А3,5; В2; В3; С2; D3, 4 Интенсив Опакера по 3 г Цвета: белый, фиолетовый, коричневый, режущий, цервикал-дентин D2/D3, инцизал 3x20 г (I1, I2, I3), транспарент clear 20 г, глазурь паста 3 г, корректур масса 20 г, моделировочные жидкости по 60 мл ("L" и "P"), жидкость для опакера 15 мл, жидкость для красок и глазури 15 мл, модельсепаратор 50 мл, жидкость для изоляции керамики 15 мл, расцветки: дентинов, опаков, режущий край.	€1,070.00
593005	IPS InLine DEEP DENTIN KIT - набор opak-дентинов, 10x20 г. Цвета: 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510	€315.00
593158	IPS InLine DEEP DENTIN KIT A-D -набор opak-дентинов, 8 x 20 г :А1,А2;А3;А3,5;В2;В3;С2;D3	€220.00
593004	IPS InLine MARGIN KIT - набор особо прочной массы для изготовления эстетичного маргинального края (керамического плеча): 10x20 г. Цвета: 130, 140, 210, 220, 230, 310,	€625.00
593157	IPS InLine MARGIN KIT A-D - набор особо прочной массы для изготовления маргинального края (керамического плеча): 8 x 20 г. Цвета : А1, А2; А3; А3,5; В2; В3; С3; D3.	€475.00
Наборы		

602167	IPS InLine BLEACH KIT - набор керамики ультрасветлых цветов: Дентин 4x20 г, Цвета: BL1,BL,BL3,BL4, Опакер 2x3 г, Deep Dentin 2x20 г, Цвета BL1/BL2, BL3/BL4, Маргин массы 2x20 г, Цвета: BL1/BL2, BL3/BL4, TI-режущий край, BL, Расцветка.	€360.00
601222	IPS InLine IMPULSE KIT -набор из 16x20 г масс для создания индивидуальных спец.эффектов.	€465.00
593286	IPS InLine Gingiva Kit - десневые массы с живым внешним видом, 5x20 г Gingiva, 4x20 г Intensiv Gingiva, 1x3 г Gingiva Опакер pink.	€315.00
602166	IPS InLine/InLine PoM Shade/Stains Kit - набор внутренних и внешних красок.Содержит: IPS InLine/InLine PoM 7 Shade красок по 3 г, IPS InLine 14 Stains красок по 1г + 1 Глазурь паста 3 г + 15 мл жидкость, IPS InLine/InLine PoM 1 Глазурь паста 3 г + 15 мл жидкость. Отдельные упаковки (расцветка Chromascop или A-D)	€430.00
593010	IPS InLine System Опакер Пастообразный Опакер 3г	€27.00
593033	IPS InLine System Опакер Пастообразный Опакер 9г	€74.00
649127	IPS InLine System Powder Опакер Порошковый Опакер 18 г	€33.00
649151	IPS InLine System Powder Опакер Порошковый Опакер 80 г	€118.00
593325	IPS InLine Интенсив Опакер по 3 г,белый, фиолет.,коричневый,режущий	€27.00
593323	IPS InLine/InLine PoM Опакер F - флюоресцентный эффект, 1 г	€33.00
593271	IPS InLine Окклюзионный дентин по 20 г, цвета: оранж., коричневый	€30.00
593104	IPS InLine Дентин 20г	€27.00
593125	IPS InLine Дентин 100г	€120.00
631850	IPS InLine One Dentcisal 20 г, цвета: BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6	€25.00
631857	IPS InLine One Dentcisal 100 г, цвета: BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6	€110.00
593343	IPS InLine Add On корректур масса 20г	€27.00
593079	IPS InLine Deep Dentin 20 г	€28.00
593146	IPS InLine Incisal-режущий край 20г I1, I2, I3	€27.00
593150	IPS InLine Incisal-режущий край 100г I1, I2, I3	€120.00
593281	IPS InLine Цервикал инцизал по 20 г, цвет: оранжевый	€30.00
593242	IPS InLine Cerv. Dentin A-D 20 g D2/D3	€27.00
593056	IPS InLine Маргин масса 20 г	€29.00
593344	IPS InLine Add On Margin корректур масса 20г	€27.00
602386	IPS InLine/InLine PoM Add On 690*С корректур масса 20г	€27.00
593273	IPS InLine Mamelon Masse 20 г light	€30.00
593275	IPS InLine Опал эффект по 20 г, цвета:1, 2, 3, 4, 5, фиолетовый	€30.00
593283	IPS InLine Транспаренты по 20 г, цвета: прозрачный, синий	€27.00
593285	IPS InLine Транспарент по 100 г, цвета: прозрачный	€120.00
649204	IPS InLine Gingiva Порошковый Опакер 18g pink розовый	€33.00
593287	IPS InLine Gingiva Опакер 3 г pink	€27.00
593289	IPS InLine Gingiva 20 г 1-5	€30.00
593295	IPS InLine Intensiv Gingiva 20 г 1-4	€30.00
602384	IPS InLine/InLine PoM Glaze — Глазурь паста 3г	€33.00
602385	IPS InLine/InLine PoM Glaze — Глазурь паста 10г	€99.00
602363	IPS InLine/InLine PoM Shade по 3 г	€33.00
602370	IPS InLine/InLine PoM Stains по 1 г	€14.00
Жидкости для керамики IPS InLine/InLine PoM		
649209	IPS InLine System Powder Опакер Liquid Порошковый Опакер 60 ml	€26.00
649210	IPS InLine System Powder Опакер Liquid Порошковый Опакер 250 ml	€65.00
593348	IPS InLine/InLine PoM Build-Up Liquid L или P, по 60 мл	€18.00
593351	IPS InLine/InLine PoM Build-Up Liquid L или P, по 250 мл	€63.00
593353	IPS InLine/InLine PoM Glaze and Stains Liq. 15 мл	€18.00
593345	IPS InLine/InLine PoM Опакер Liquid Паста Опакер, 15 мл	€18.00
593346	IPS InLine/InLine PoM Margin Build-Up Liquid 60 мл	€18.00
Изолирующие жидкости универсальные		
593401	IPS Model Sealer 50 мл	€25.00
593402	IPS Margin Sealer Liquid 20 мл	€17.00
593403	IPS Ceramic Sep. Liq. w. Brush 15 мл	€21.00

IPS d.SIGN - фтор-апатитовая лейцитная стеклокерамика для самых требовательных. Идеальная стираемость, природная флюоресценция, опалесцентность КТР 13,5 - 14,9.

557242 /558196	IPS d.SIGN TRIAL KIT - пробный набор (по Chromascop 210/2B или VITA A3): Опакер 3 г, Дентин 3 г,Режущий край 3 г, ДипДентин 3 г, Маргин масса 3 г,Транспарент Нейтральный 3 г, Окклюзионный дентин 3 г,Эффекта 2x3 г, Мамелон масса 3 г,Глазурь паста 3г, жид-ти 5 мл	€110.00
556458	IPS d.SIGN BASIC KIT - Базовый набор содержит:Опакер 10x3 г \ Дентин 10 x 20 г. Цвета: 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510, Интенсив Опакер 4x 3 г Цвета:белый, фиолетовый,коричневый,режущий, опал инцизал по 3x20 г (S1, S2, S3), Транспарент Нейтральный 20 г, Глазурь паста 3 г, Корректур масса 20 г, Моделировочная жид-ть 60 мл, Жид-ть для опакера 15 мл, Жид-ть для красок и глазури 15 мл, Модель сепаратор 50 мл, Жидкость для изоляции керамики 15 мл, расцветка Chromascop.	€1,210.00

556534	IPS d.SIGN DEEP DENTIN KIT - набор opak-дентинов, 10x20 г, Цвета:130,140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510, Chromascop.	€325.00
556547	IPS d.SIGN MARGIN KIT - набор особо прочной массы для изготовления маргинального края (керамического плеча): 10x20 г, Интенсив масса 5x20г, Моделировочная жидкость 60 мл, Изолирующая жидкость 20 мл, Изолирующий карандаш, Расцветка.	€510.00
558195	IPS d.SIGN BASIC KIT A-D -Опакер 8x3 г. \ Дентин 8x20 г; Цвета: A2; A3; A3,5; B2; B3; C3; D2; D3, интенсив-опакера 4x 3 г,цвета:белый,фиолетовый,коричневый,режущий, Т-Инцизал-режущий край 3x20 г :TS-1, TS-2, TS-3, Транспарент Нейтральный 20 г, Глазурь паста 3 г, Корректур масса 20 г, Моделир. жидкость 60 мл, Жид-ть для опакера 15 мл, Жид-ть для красок и глазури 15 мл, Модель сепаратор 50 мл, Жид-ть для изоляции керамики 15 мл	€1,195.00
558256	IPS d.SIGN DEEP DENTIN KIT A-D -набор opak-дентинов 7x20 г:A2;A3;A3,5;B2;B3;C3;D2/D3	€240.00
558266	IPS d.SIGN MARGIN KIT A-D - набор плечевой массы : 7 x 20 г, Маргин Интенсив 5x20г,1 моделир. Жид-сть 60 мл, Изолирующая жидкость 20 мл,Изолирующий карандаш, расцветка.	€460.00
602171	IPS d.SIGN Bleach Kit BL - набор керамики ультрасветлых цветов: Дентина 4x20 г Опакера 2x3 г : цвета: BL1/BL2, BL3/BL4, Маргин массы 2x20 г цвета: BL1, BL4, Режущий край BL20 г.	€340.00
556567	IPS d.SIGN IMPULSE 1 KIT: набор для создания естественной эстетики (мамелоны,опал, траспарент,окклюзионный).	€445.00
556568	IPS d.SIGN IMPULSE 2 KIT - набор для придания индивидуальных особенностей, Э.Штегер	€445.00
556613	IPS d.SIGN GINGIVA KIT - 5x20 г десневых масс, 4x20 г модификатора гингива Опакер 3 г	€305.00
556624	IPS d.SIGN ESSENCE KIT - 4x1 г + жидкость 15мл. Универсальные красители	€63.00
556630	IPS d.SIGN STAINS KIT - 14x1г + Глазурь паста 3 г Пастообразные (внешние) краски для имитации природных особенностей на керамической поверхности реставрации. Высокая температурная устойчивость при обжиге и условиям в полости рта.	€230.00
561571	IPS d.SIGN SHADE KIT - Пастообразные (дентинные) краски для дополнительной быстрой корректировки цвета. 7 шпр.х 3 г.	€285.00
Отдельные упаковки (расцветка Chromascop или A-D)		
556460	IPS d.SIGN Пастообразный opakер 3г	€32.00
556536	IPS d.SIGN Deep Dentin 20 г (560502)	€34.00
556485	IPS d.SIGN Дентин 20г	€31.00
556510	IPS d.SIGN Дентин 100г	€135.00
558684	IPS d.SIGN Цервикальный дентин D2/D3, 20г	€31.00
558685	IPS d.SIGN Цервикальный дентин D2/D3, 100г	€135.00
556642	IPS d.SIGN Add On корректур масса 20г	€37.00
556527	IPS d.SIGN Режущий край 20г S1, S2, S3	€31.00
556531	IPS d.SIGN Режущий край 100г S1, S2, S3	€135.00
560520	IPS d.SIGN Маргин масса 20 г (556551)	€34.00
556565	IPS d.SIGN Margin Add On корректур масса 20г	€34.00
556643	IPS d.SIGN Глазурь паста 3г	€48.00
556575	IPS d.SIGN Impulse Мамелон Материал 20 г	€34.00
556583	IPS d.SIGN Impulse Транспарент 20 г	€34.00
563527	IPS d.SIGN Транспарент 100г нейтральный	€149.00
556587	IPS d.SIGN Impulse Окклюзионный Дентин 20 г	€34.00
556589	IPS d.SIGN Impulse Режущий EDGE 20 г	€34.00
556594	IPS d.SIGN Impulse Эффект 20 г (574564 E5)	€34.00
556570	IPS d.SIGN Impulse Бриллиант Дентин, Палатинальный Дентин 20 г	€34.00
556578	IPS d.SIGN Impulse Инсерт масса,Специал Инцизал, Цервикальная эмаль 20 г	€34.00
556615	IPS d.SIGN GINGIVA 20 г (556802 G5)	€34.00
556619	IPS d.SIGN GINGIVA MODIFIER 20 г	€34.00
556623	IPS d.SIGN GINGIVA Опакер 3 г	€37.00
556626	IPS d.SIGN ESSENCE 1 г	€15.00
556632	IPS d.SIGN STAINS 1 г (561102)	€15.00
556643	IPS d.SIGN Глазурь паста 3г	€48.00
561572	IPS d.SIGN SHADE 3 г	€48.00
Жидкости для керамики IPS d.Sign		
556644	IPS d.SIGN Моделировочная жидкость Medium 60мл	€18.00
558985	IPS d.SIGN Моделировочная жидкость Medium 250мл	€63.00
556646	IPS d.SIGN Жидкость для красок и глазури 15 мл	€18.00
556645	IPS d.SIGN Жидкость для опакера 15 мл	€18.00
556648	IPS d.SIGN MARGIN Моделировочная жидкость 60 мл	€18.00

IPS Classic - традиционная натуральная металлокерамика на основе полевого шпата КТП 13,7-15,0

Отдельные упаковки (расцветка Chromascop или A-D)		
532000	IPS Classic Opaquer Paste 3 г	€29.00
529417	IPS Opaque Dentin 20 г	€25.00
529190	IPS Classic Dentin 20 г	€24.00
529212	IPS Classic Dentin 100 г	€104.00
531580	IPS Classic Opal Incisal 20 г OS1, OS2, OS4, OS5	€24.00
531585	IPS Classic Opal Incisal 100 г OS1, OS2, OS4, OS5	€104.00

529274	IPS Classic Transparent 20 г T1,T2,T3,T4	€31.00
529279	IPS Classic Transparent 100 г T1,T2,T3,T4	€93.00
531602	IPS Classic Glazing Paste 3 г	€32.00
529452	IPS Margin Shoulder Material 15 г M2	€18.00
531590	IPS Stains P 3 г white	€32.00
531564	shade DENTIN STAINS , 3 г (внутренние краски)	€27.00
531690	IMPULSE MATERIAL, 20 г	€39.00
541671	CLASSIC ADD-ON корректурная масса 20 г	€31.00
545017	IPS Effect 20 г 1 (супер-опал)	€31.00
546668	IPS Gingiva 20 г 2	€31.00
546676	IPS GINGIVA OPAQUER 3 г	€28.00

Жидкости для керамики IPS Classic

529397	CLASSIC BUILD-UP LIQUID 60 мл N, L, S	€14.00
529401	CLASSIC BUILD-UP LIQUID 250 мл N, L, S	€50.00
529465	MARGIN BUILD-UP LIQUID 60 мл	€12.00
529413	CLASSIC GLAZING/STAINING LIQUID 15 мл	€10.00

Изолирующие жидкости универсальные

593401	IPS Model Sealer 50 мл	€25.00
593402	IPS Margin Sealer Liquid 20 мл	€17.00
593403	IPS Ceramic Sep. Liq. w. Brush 15 мл	€21.00

IPS e.max Press - материалы для изготовления цельнокерамических каркасов

626300	IPS e.max Press Basic Kit A-D - IPS e.max Press 10x5 pcs (HO1, MO1, LT A1,A2,A3,B1, HT A1,A2,A3,B1), Silicone Ring 100 g, 200g, Investment Ring System 100 g, 200g, IPS Alox Plunger 2 pcs, Alox Plunger Separator 200 mg, Object Fix Flow 10 ml,Ceramic Etching Gel Kit.	€1,350.00
--------	---	-----------

639660	IPS e.max Press Abut.Solu. Basic Kit A-D - IPS e.max Press 3x5 pcs (MO1, LT A2, LT A3), IPS Silicone Ring 100 g, IPS Investment Ring System 100 g, IPS Alox Plunger 2 pcs, IPS Alox Plunger Separator 200 mg, IPS Ceramic Etching Gel Kit, Multilink Implant 9 g, Monobond Plus 5g, Liquid Strip 2,5g, Virtual Extra Light Body Fast 50 ml, расцветки.	€750.00
--------	--	---------

626301	IPS e.max Press Starter Kit A-D - IPS e.max Press HT A2 5 pcs, IPS e.max Ceram Transpa Incisal 5g 1, IPS e.max Ceram Opal Effect 5g 1, IPS e.max Ceram Essence 5 g 01 white, IPS e.max Ceram Essence 5 g 11 mahogany, IPS e.max Ceram Shade 3 g 1, IPS e.max Ceram Shade 3 g l1 , IPS e.max Ceram Glaze Paste 3 g, IPS e.max Ceram GI-Stain Liq.15 ml allr., IPS e.max Ceram Build Up Liq.15 ml allr.,PressVEST Powder 5x100g, PressVEST Liquid 100 ml, IPS e.max Press Invex Liquid 50ml, Silicone Ring 100 g, Investment Ring System 100 g , Alox Plunger 1 pcs, Alox Plunger Separator 200 mg.	€340.00
--------	---	---------

Отдельные упаковки :

Форма поставки заготовок: по 5 штук в колбе.

596753	IPS e.max Press HO (высокая опакость), цвет: 0, 1, 2	€69.00
596756	IPS e.max Press MO (средняя опакость) цвет: 0, 1, 2, 3, 4	€69.00
605273	IPS e.max Press LT (низкая прозрачность) цвет: A1-D3, bleach	€69.00
668756	IPS e.max Press MT (средняя прозрачность) цвет: A1-D3, bleach	€69.00
626320	IPS e.max Press HT (высокая прозрачность) цвет: A1-D3, bleach	€69.00

Форма поставки заготовок L лонг: по 3 штук в колбе.

596754	IPS e.max Press HO L (высокая опакость), цвет: 0, 1, 2	€91.00
596762	IPS e.max Press MO L (средняя опакость) цвет: 0, 1, 2, 3, 4	€91.00
605283	IPS e.max Press LT, цвет A1-D3, bleach	€91.00
668763	IPS e.max Press MT (средняя прозрачность) цвет: A1-D3, bleach	€91.00
626336	IPS e.max Press HT цвет A1-D3, bleach	€91.00

IPS e.max Press Impulse

Заготовки Impulse выпускаются в трех цветах Value (Value 1, 2, 3) и двух цветах Opal (Opal 1, 2). Прежде всего, они применяются при изготовлении люминиров, виниров, накладок, частичных и одиночных коронок.

635564	IPS e.max Press Impulse Ingot Kit - IPS e.max Press Impulse Value (1, 2, 3) по 1x5 шт и IPS e.max Press Impulse Opal (1,2) 2x5 шт.	€462.00
--------	--	---------

Форма поставки заготовок: по 5 штук в колбе.

635562	IPS e.max Press Impulse Value цвет: 1, 2, 3	€98.00
635560	IPS e.max Press Impulse Opal цвет: 1, 2 Форма поставки заготовок L лонг: по 3 штук в колбе	€98.00
635566	IPS e.max Press Impulse Value цвет: 1, 2, 3	€107.00
635569	IPS e.max Press Impulse Opal цвет: 1, 2	€117.00

IPS e.max ZirPress фтороapatитовые стеклокерамические заготовки для напрессовки на каркасы из ZrO2

626360	IPS e.max ZirPress Basic Kit A-D Сырьевые заготовки: MO (Medium Opacity) 8 x 5шт и LT (Low Translucency): 8 x 5 шт, цвета: A1; A2; A3; A3,5; B2; B3; C2; D3 система паковочных колец 100 и 200 г, силиконовые паковочные кольца 100 и 200 г, Alox-Plunger 2шт, AloxPlunger-сепаратор 200 мг	€1,119.00
596776	Отдельные упаковки : IPS e.max ZirPress MO :BL1-BL4, A1; A2; A3; A3,5; B2; B3; C2; D по 5 шт	€86.00

596785	IPS e.max ZirPress LT:BL1-BL4, A1; A2; A3; A3,5; B2; B3; C2; D3 по 5 шт	€86.00
605313	IPS e.max ZirPress HT:BL1-BL4, A1; A2; A3; A3,5; B2; B3; C2; D3 по 5 шт	€86.00
608423	IPS e.max ZirPress, Gingiva Ingots: цвет G3, G4 по 5 шт	€99.00

IPS e.max Press Multi

638035	IPS e.max Press Multi Basic Kit A-D	€910.00
672834	IPS e.max Press Multi Intro Kit A-D Форма поставки заготовок: по 5 штук в колбе	€390.00
638036	IPS e.max Press Multi цвет: A1-A3.5, B1, B2, C1, C2, D2, BL2 по 5 шт	€138.00

СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ для прессовки IPS e.max Press

605525	IPS Object Fix Flow - огнеупорная паста для индивид.треггеров 10 мл	€20.00
605526	IPS Object Fix Putty - огнеупорная паста для индивид.треггеров 10 г	€20.00
595587	IPS PressVEST Speed Liquid 1 л	€46.00
595586	IPS PressVEST Speed Liquid 0,5 л	€23.00
595591	IPS PressVEST Speed Powder 5 кг	€230.00
595590	IPS PressVEST Speed Powder 2,5 кг	€117.00
614491	IPS Investment Ring Sys. 300 г StarterKit	€290.00
597060	IPS e.max Система паковочных колец 100 г	€33.00
597061	IPS e.max Система паковочных колец 200 г	€33.00
614490	IPS e.max Система паковочных колец 300 г	€45.00
590113	IPS Силиконовые кольца, 100 г	€34.00
590114	IPS Силиконовые кольца, 200 г	€36.00
614492	IPS Силиконовые кольца, 300 г	€45.00
554073	IPS Empress Muffle Tong- Специальные щипцы для муфеля	€98.00
614500	IPS One-Way-Plunger, одноразовые плунжера, 50 шт.	€83.00
597062	IPS e.max AloX Plunger 2 шт.	€69.00
597063	IPS e.max AloX Plunger Separator 200 мг	€22.00
597064	IPS e.max Press Invex Liquid 1 л	€58.00
602231	IPS Uni Tray - сотовый треггер	€92.00
554072	Ватный треггер	€28.00
554069	Пинцет для удерживания коронок с алмазным напылением	€73.00
598993	IPS Sprue Guide-шаблон для постановки литников	€15.00

СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ для прессовки IPS e.max Press Multi

637007	IPS MULTI Sprue Guide 200 г	€15.00
672835	IPS e.max Press Multi Ingot Insert (24)	€15.00
637042	IPS Multi Einwegkolben 50 шт.	€199.00
638163	IPS Multi Wax Pattern Form A, 80 шт.	€49.00
638164	IPS Multi Wax Pattern Form B, 80 шт.	€49.00
638606	IPS e.max MULTI Muffel System 200 г	€45.00

СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ для IPS EMPRESS

554034	IPS EMPRESS Система паковочных колец 100 г	€33.00
554035	IPS EMPRESS Система паковочных колец 200 г	€33.00
554070	EMPRESS Поршень AIOx (2 шт)	€70.00

IPS e.max ZirCAD - нитриум-стабилизированные оксид-циркониевые блоки для изготовления каркасов коронок и мостов техникой CAD/CAM

626588	IPS e.max ZirCAD for inLab Basic Kit : 5 шт блоков C13; 5 шт блоков C15; 5 шт блоков C15L; 3 шт блоков B 40; 3 шт блоков B40L; 200 мл контактного спрея Отдельные упаковки: все блоки МО - средней опакowości, цвета: 0,1,2	€607.00
626594	IPS e.max ZirCAD for inLab размер: C13 5 шт.	€76.00
626600	IPS e.max ZirCAD for inLab размер:C15 5 шт.	€102.00
626601	IPS e.max ZirCAD for inLab размер:C15 L 5 шт.	€117.00
626602	IPS e.max ZirCAD for inLab размер:B40 3шт.	€119.00
626603	IPS e.max ZirCAD for inLab размер:B40 L 3шт.	€131.00
605453	IPS e.max ZirCAD for inLab размер:B55 1шт.	€83.00
605461	IPS e.max ZirCAD for inLab размер:B65 1шт.	€131.00
605469	IPS e.max ZirCAD for inLab размер:B65 L-17 1шт.	€210.00
605471	IPS e.max ZirCAD for inLab размер:B85 L-22 1шт.	€277.00
602437	IPS e.max ZirCAD Colouring Liquid (1-4) 250 мл, 4 шт., пинцет Отдельные упаковки:	€215.00
602445	IPS e.max ZirCAD Colouring Liquid (1-4) 250 мл	€54.00

IPS e.max CAD - высокоэстетичные блоки на основе дисиликата-лития для технологии CAD/CAM.

626376	IPS e.max CAD for inLab Basic Kit A-D - включает в себя блоки 3-х степеней транслюцентности, все необходимое для работы в лаборатории с системой inLab Sirona.	€1,520.00
--------	---	-----------

	Отдельные упаковки:	
596797	IPS e.max CAD for inLab цвета: MO 0 / MO 4; размер: C14 по 5 шт.	€120.00
605338	IPS e.max CAD for inLab цвета: LTBL1 - LT D4, размер: I 12, по 5 шт.	€120.00
605343	IPS e.max CAD for inLab цвета: LTBL1 - LT D4, размер: C14, по 5 шт.	€120.00
626423	IPS e.max CAD for inLab цвета: HT BL1 - HT D4, размер: I 12, по 5шт.	€120.00
626427	IPS e.max CAD for inLab цвета: HT BL1 - HT D4, размер: C14, по 5шт.	€120.00
637798	IPS e.max CAD CER/inLab Impulse Probe размер: C14, цвета: V1, V2, V3, Op1, Op2 5шт	€132.00
634603	IPS e.max CAD CEREC/inLab HT цвет: BL2, A1, A2, A3, A3,5; B1, B2, C1, C2, D2 размер: B40,3	€217.00
648221	IPS e.max CAD CEREC/inLab LT цвет: BL2, A1, A2, A3, A3,5; B1, B2, C1, C2, D2 размер: C16, 5 шт.	€163.00
648225	IPS e.max CAD CEREC/inLab LT цвет: BL2, A1, A2, A3, A3,5; B1, B2, C1, C2, D2 размер: B32,3 шт.	€212.00
602713	IPS Contrast Spray labside 200 мл	€117.00

635528	IPS e.max CAD-on for inLab Basic Kit A-D - включает в себя блоки IPS e.max CAD HT, B40 (высокой транслюцентности) IPS e.max ZirCAD MO, B40L (средней опакостности), все необходимое для применения техники CAD-on и работы с системой inLab Sirona.	€1,629.00
--------	--	-----------

628186	IPS e.max CAD Crystallization Kit - красители, глазурь и принадлежности для доработки реставраций IPS e.max CAD в "голубом" состоянии.	€651.00
--------	---	---------

	Отдельные упаковки:	
605348	IPS e.max CAD Crystall./Shade 3g, цвет: 0-4, режущий: I1, I2	€49.00
605356	IPS e.max CAD Crystall./Stains 1g white	€24.00
605363	IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste 3g	€49.00
605364	IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray 270ml	€82.00
605366	IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid 15ml	€21.00
635549	IPS e.max CAD Crystall./Add-On Dentin, 5 g	€24.00
605365	IPS e.max CAD Crystall./Add-On Incisal, 5 g	€24.00
605569	IPS e.max CAD Crystall./Add-On Liq. 15ml	€21.00
605367	IPS e.max CAD Crystall. Tray	€119.00
605368	IPS e.max CAD Crystall. Pin Ref по 6 шт, размер S/M/L	€74.00
634606	IPS e.max CAD Crystall./Connect – 10 x 6,5 г, цвета: 1-9	€76.00
635644	IPS e.max CAD Crystall./Add-On Connect, 1x5 g	€25.00
635550	IPS e.max CAD Crystall./Add-On Connect Liquid longlife, 1x15 ml	€21.00

IPS e.max CAD Abutment Solutions - Блоки для изготовления гибридных реставраций на имплантаты на одиночные зубы по технологии CAD/CAM.

Блоки имеют отверстия диаметром S и L для титановых основ Ti Base фирмы Sirona. Блоки IPS e.max CAD A 14 в 5 цветах MO (средняя опакость) применяются для изготовления высоко-эстетичных гибридных абатментов, а блоки IPS e.max CAD A 16 в 10 цветах LT (низкая про-зрачность) – для функциональных гибридных абатментов-коронки. Эти конструкции изготавливаются индивидуально из блоков дисиликата лития (LS2) и склеиваются с титановой основой

648187	IPS e.max CAD Abut. Solu. CEREC/inLab Kit - заготовки блоков Abutment Solutions 2-х степеней прозрачности, Monobond Plus, фиксирующий материал для спекания, расцв. аксес.	€1,372.00
--------	---	-----------

	Отдельные упаковки:	
644357	IPS e.max CAD Cer/inLab MO размер: A14(S), цвета: MO 0-MO 4 по 5 шт	€196.00
644362	IPS e.max CAD Cer/inLab MO размер: A14(L), цвета: MO 0-MO 4 по 5 шт	€196.00
645595	IPS e.max CAD Cer/inLab LT размер: A16(S), цвета: BL2, A1, A2, A3, A3,5; B1, B2, C1, C2, 5	€241.00
645599	IPS e.max CAD Cer/inLab LT размер: A16(L), цвета: BL2, A1, A2, A3, A3,5; B1, B2, C1, C2, D, 5	€241.00

IPS e.max Ceram - высокоэстетичная облицовочная керамика для системы IPS e.max 750°C, КТП (9,5 x 10-6 К-1)

591388	IPS e.max Ceram Basic Kit A-D -Дентины: 8x20 г (A1, A2, A3, A3,5; B2, B3, C2, D3), Транспа-инцизал: 3x20 г (T11 - T13), Транспарент: 2x20 г (clear, neutral), 2x20 и Add-On корректур-масса (dentin, incisal), 2x60 мл Моделировочная жидкость (allround, soft), 3г Глазурь-паста, 3г Глазурь-паста FLUO, 2x15 мл Жидкость для глазури и красок (allround, longlife), 50 мл Model Sealer, 15 мл Керамик-сепаратор, расцветки	€874.00
--------	---	---------

596828	IPS e.max Ceram Basic Kit CHROMASCOP -Дентины: 10x20 г (130, 140, 210, 220, 230, 310, 320, 410, 420, 510), Транспа-инцизал: 3x20 г (T11 - T13), Транспарент: 2x20 г (clear, neutral), 2x20 и Add-On корректур-масса (dentin, incisal), 2x60 мл Моделировочная жидкость (allround, soft), 3г Глазурь-паста, 3г Глазурь-паста FLUO, 2x15 мл Жидкость для глазури и красок (allround, longlife), 50 мл Model Sealer, 15 мл, расцветки	€969.00
--------	---	---------

605474	IPS e.max Ceram Trial Kit (A2) - ZirLiner 1, Margin A2, DeepDentin A2, Dentin A2, Transpa incisal T1 1, Transpa Clear, Opal Effect 1, 3, Occlusal dentine orange, Mamelon light, Essence (white, sunset, mahogany), Shade 1, Glaze Paste, жидкости 4 шт.	€203.00
--------	---	---------

596830	IPS e.max Ceram ZirLiner набор лайнеров для облицовки циркониевых каркасов: 5x5 г, Ceram Intensiv ZirLiner 4x5 г, 60 мл Моделир. жидкость, расцветка e.max Ceram ZirLiner.	€280.00
--------	---	---------

	Отдельные упаковки:	
596839	IPS e.max Ceram ZirLiner 5 г, цвета: ZL clear, ZL1, ZL2, ZL3, ZL4	€25.00
605492	IPS e.max Ceram ZirLiner 20г, цвета: ZL clear, ZL1, ZL2, ZL3, ZL4	€86.00

596845	IPS e.max Ceram Intensiv ZirLiner 20r IPS e.max Ceram Deep Dentin Kit A-D	€25.00
596834	8x20 г (A1, A2, A3, A3,5; B2, B3, C2, D3), расцветка Deep Dentin A-D. IPS e.max Ceram Deep Dentin Kit по Chromascop:	€377.00
596833	10x20 г (130, 140, 210, 220, 230, 310, 320, 410, 420, 510), расцветка. IPS e.max Ceram Margin Kit A-D	€453.00
596832	8x20 г (A1, A2, A3, A3,5; B2, B3, C2, D3), 4x20 г Маргин-Интенсив (orange, orange-pink, yellow, yellow-green), 20 г Add-On Маргин корректур-масса, 20 мл Маргин Sealer, 2x 60 мл Моделировочна жидкость (all-round, carving), расцветка Маргин A-D. IPS e.max Ceram Bleach Kit BL	€629.00
602450	margin BL1,BL4, DeepDentin BL1,BL4, Dentin BL1-BL4, Incisal BL, Add-On BL, расцветка. IPS e.max Ceram Margin Kit по Chromascop:	€423.00
596831	Маргины: 8x20 г (130, 140, 210, 220, 230, 310, 320, 410, 420, 510), 4x20 г Маргин-Интенсив (orange, orange-pink, yellow, yellow-green), 20 г Add-On Маргин корректур-масса, 20 мл Маргин Sealer, 2x 60 мл Моделировочна жидкость (all-round, carving), расцветка Маргин. Отдельные упаковки (расцветка Chromascop или A-D)	€705.00
596958	IPS e.max Ceram Dentin 20 г	€39.00
605497	IPS e.max Ceram Dentin 100 г	€172.00
596918	IPS e.max Ceram Deep Dentin 20 г	€44.00
596873	IPS e.max Ceram Margin 20 г	€44.00
596975	IPS e.max Ceram Incisal 20 г цвета: I1, I2, I3	€39.00
596979	IPS e.max Ceram Transpa Incisal 20 г цвета: TI1, TI2, TI3	€39.00
605514	IPS e.max Ceram Transpa Incisal 100 г цвета: TI1, TI2, TI4	€172.00
596998	IPS e.max Ceram Transpa 20 г; цвета: T neutral, T clear	€39.00
605518	IPS e.max Ceram Transpa 100 г; цвета: T neutral, T clear	€172.00
602452	IPS e.max Ceram Margin 20 г BL1, BL4	€44.00
602454	IPS e.max Ceram Deep Dentin 20 г BL1, BL4	€44.00
602456	IPS e.max Ceram Dentin 20 г BL1 - BL4	€39.00
602460	IPS e.max Ceram Incisal 20 г BL	€39.00
602461	IPS e.max Ceram Add-On 20 г BL	€41.00
597045	IPS e.max Ceram Glaze Powder FLUO 5 г	€33.00
597047	IPS e.max Ceram Add-On 20 г Margin	€44.00
597048	IPS e.max Ceram Add-On 20 г Dentin	€44.00
597049	IPS e.max Ceram Add-On 20 г Incisal	€44.00
597041	IPS e.max Ceram Glaze Paste 3 г	€49.00
597042	IPS e.max Ceram Glaze Paste FLUO 3 г	€49.00
597044	IPS e.max Ceram Glaze Powder 5 г	€33.00
597045	IPS e.max Ceram Glaze Powder FLUO 5 g	€33.00
596835	IPS e.max Ceram Impulse Kit 2x20 г Окклюзионный дентин(orange, brown), 3x20 г Mamelon (light, yellow-orange, salmon), 6x20 г Opal Effect (OE1 - OE5, violet), Transpa (blue, brown-grey, orange-grey, 20 г Incisal Edge, 2x20 г Special Incisal (yellow, grey), 20 г Inter Incisal (white-blue), 4x20 г Cervical Transpa (yellow, orange-pink, orange, khaki), расцветка Impulse.	€918.00
596836	IPS e.max Ceram Essence Kit 19 x 5 г; 5 г Глазурь порошок, 5 г Глазурь порошок FLUO, 2x15 мл Жидкость для глазури и красок (allround, longlife), расцветка IPS e.max Ceram Essence, 19 x 5 г; 5 г Глазурь порошок, 5 г Глазурь порошок FLUO, 2x15 мл Жидкость для глазури и красок (allround, longlife), расцветка IPS e.max Ceram Essence	€714.00
602316	IPS e.max Ceram Gingiva Kit - ZirLiner Gingiva, Gingiva 1-5, Intensive Gingiva, Essence (rose, berry, aubergine), расцветка	€520.00
596837	IPS e.max Ceram Shade Kit паста: 7 x 3 г; 3 г Глазурь паста, 3 г Глазурь паста FLUO, 2x15 мл. Жидкость для глазури и красок (allround, longlife)	€443.00
	Отдельные упаковки:	
596983	IPS e.max Ceram Occl. Dentin 20 г, цвета: OD-orange, OD-brown	€45.00
596986	IPS e.max Ceram Mamelon 20 г, цвета: light, yellow-orange, salmon	€45.00
596996	IPS e.max Ceram Incisal Edge 20 г	€45.00
596990	IPS e.max Ceram Opal Effect 20 г, цвета: OE1- OE5, violet	€45.00
597000	IPS e.max Ceram Impulse Transpa 20 г: T-blue, brown-grey, orange-grey	€45.00
597004	IPS e.max Ceram Spec.Incisal 20 г, цвета: SI yellow, SI grey	€45.00
597006	IPS e.max Ceram Inter Inc.20 г, цвет: white-blue	€45.00
597008	IPS e.max Ceram Cerv.Transpa 20 г CT-yellow,orange-pink, orange,khaki	€45.00
597013	IPS e.max Ceram Essence 5 г цвета: E 01 - E 19	€33.00
597033	IPS e.max Ceram Shade 3 г SH 0 - SH 4	€49.00
597038	IPS e.max Ceram Shade Incisal 3 г I1 - I2	€49.00
602452	IPS e.max Ceram Margin 20 г BL1 - BL4	€44.00
602454	IPS e.max Ceram Deep Dentin 20 г BL1 - BL4	€44.00
602456	IPS e.max Ceram Dentin 20 г BL1 - BL4	€39.00
602460	IPS e.max Ceram Incisal 20 г BL	€39.00
605481	IPS e.max Ceram Gingiva 20 г 1-5	€45.00
605487	IPS e.max Ceram Intensive Gingiva 20 г 1-4	€45.00
605475	IPS e.max Ceram ZirLiner 5 g Gingiva	€25.00

605477	IPS e.max Ceram Essence 5 g 20 розовый, ягода, баклажан	€33.00
Жидкости		
597050	IPS e.max Ceram ZirLiner Liq.60 мл allround	€21.00
597052	IPS e.max Ceram Margin Liq.60 мл allround	€21.00
597053	IPS e.max Ceram Margin Liq.60 мл carving	€21.00
597055	IPS e.max Ceram Build Up Liq.60 мл allround	€21.00
597056	IPS e.max Ceram Build Up Liq.60 мл soft	€21.00
605521	IPS e.max Ceram Build Up Liq. 250 мл allround	€73.00
605522	IPS e.max Ceram Build Up Liq. 250 мл soft	€73.00
597058	IPS e.max Ceram GI-Stain Liq.15 мл allround	€21.00
597059	IPS e.max Ceram GI-Stain Liq.15 мл longlife	€21.00

IPS Style Ceram- металлокерамический материал. Содержит кристаллы оксиапатит. Одно и многослойная. Для сплавов с КТП 13,8 - 15,2 x 10-6 / К (25 - 500 ° С)

679925	IPS Style Ceram Starter Kit A-D	€894.00
679926	IPS Style Ceram Bleach Kit BL	€296.00
679924	IPS Style Ceram Intro Kit A2	€152.00
679923	IPS Style Ceram Impulse Kit	€662.00
679922	IPS Style Ceram Gingiva Kit	€377.00
673148	IPS Style Ceram Pow Opaquer 18g	€34.00
673167	IPS Style Ceram Pow Opaquer 80g A1	€121.00
673184	IPS Style Ceram In Po Op 18g white	€34.00
673232	IPS Style Ceram Margin 20g 1	€37.00
673239	IPS Style Ceram Int. Margin 20g yellow	€37.00
673243	IPS Style Ceram Deep Dentin 20g	€37.00
673259	IPS Style Ceram Dentin 20g	€32.00
673275	IPS Style Ceram Dentin 100g	€140.00
673291	IPS Style Ceram Incisal 20g I1	€32.00
673302	IPS Style Ceram Transpa 20g neutral, Mamelon 20g light, Occ. Dentin 20g orange	€35.00
673313	IPS Style Ceram Incisal Edge, Opal Effect 20g, Opal Effect 20g	€35.00
673356	IPS Style Ceram One 20g 1	€32.00
673364	IPS Style Ceram One 100g 1	€140.00
673371	IPS Pow. Opaq. Liquid 60ml	€25.00
673373	IPS Margin Build-Up Liquid 60ml allround	€21.00
673375	IPS Build-Up Liquid 60ml allround	€21.00
674603	IPS Style Ceram Add-On Incisal 20g	€37.00

IPS Ivocolor- универсальные краски и глазури для пресс, CAD, металокерамики и оксида циркония

667649	IPS Ivocolor Starter Kit- 5x IPS Ivocolor Shade 5x IPS Ivocolor Essence, 1x IPS Ivocolor Glaze Powder, 1x IPS Ivocolor Glaze Paste, 1x IPS Ivocolor Mixing Liquid allround, 1x IPS Ivocolor Essence Fluid, 1x IPS Ivocolor Shade Guide – Shade, 1x IPS Ivocolor Shade Guide – Essence.	€412.00
667650	IPS Ivocolor Shade Kit-9x IPS Ivocolor Shade Dentin, 3x IPS Ivocolor Shade Incisal, 1x IPS Ivocolor Glaze Paste, 1x IPS Ivocolor Glaze Paste FLUO, 1x IPS Mixing Liquid allround, 1x IPS Mixing Liquid longlife, 1x IPS Ivocolor Shade Guide – Shade	€564.00
667651	IPS Ivocolor Esscence Kit- 23x IPS Ivocolor Essence, 1x IPS Ivocolor Glaze Powder, 1x IPS Ivocolor Glaze Powder FLUO, 1x IPS Ivocolor Mixing Liquid allround, 1x IPS Ivocolor Essence Fluid, 1x IPS Ivocolor Shade Guide – Essence	€479.00
Отдельные упаковки:		
667652	IPS Ivocolor Essence 1.8g	€16.50
667675	IPS Ivocolor Shade Dentin 3g	€39.00
667683	IPS Ivocolor Shade Incisal 3g	€39.00
667686	IPS Ivocolor Glaze Powder 1.8g	€13.00
667687	IPS Ivocolor Glaze Powder FLUO 1.8g	€13.00
667688	IPS Ivocolor Glaze Powder 5g	€36.00
667689	IPS Ivocolor Glaze Powder FLUO 5g	€36.00
667690	IPS Ivocolor Glaze Paste 3g	€39.00
667691	IPS Ivocolor Glaze Paste FLUO 3g	€39.00
667692	IPS Ivocolor Glaze Paste 9g	€114.00
667693	IPS Ivocolor Glaze Paste FLUO 9g	€114.00
667694	IPS Ivocolor Mix Liq allround 15ml	€27.00
667696	IPS Ivocolor Essence Fluid 15 ml	€27.00
667813	IPS Ivocolor Shade Dentin 3g SD8	€39.00
Отдельные упаковки:		
597080	IPS Natural Die Material 8 г цвета: ND1 - ND9	€47.00
562810	COSMOPOST KIT - набор внутриканальных штифтов из оксида циркония для индивидуального воспроизведения культы зуба: 3 CosmoPost Штифта 1,4 мм; 3 CosmoPost Штифта 1,7 мм; 3 Штифта для оттисков 1,4 мм; 3 Штифта для оттисков 1,7 мм; Ример для работы в канале; Бор для прохождения каналов 1,4 мм; Бор для прохождения каналов 1,7	€252.00

Отдельные упаковки:		
549405	IPS Empress Cosmo Ingots - набор заготовок, 10 шт.	€184.00
549402	CosmoPost штифты 1,4 мм (5 шт.) или 1,7 мм (5 шт.)	€137.00
562812	Штифты для оттиска CosmoPost 1.4 мм (5 шт.) или 1,7 мм (5шт.)	€23.00
572712	CosmoPost Reamer 1,4 мм или 1,7 мм (1 шт.)	€20.00

Системные компоненты для прессовки

605525	IPS Object Fix Flow - огнеупорная паста для индивид.треггеров 10 мл	€20.00
605526	IPS Object Fix Putty - огнеупорная паста для индивид.треггеров 10 г	€20.00
595587	IPS PressVEST Speed Liquid 1 л	€46.00
595586	IPS PressVEST Speed Liquid 0,5 л	€23.00
595591	IPS PressVEST Speed Powder 5 кг	€230.00
595590	IPS PressVEST Speed Powder 2,5 кг	€117.00
614500	IPS One-Way-Plunger, одноразовые плунжера , 50 шт.	€83.00
597062	IPS e.max AloX Plunger 2 шт.	€69.00
597063	IPS e.max AloX Plunger Separator 200 мг	€22.00
597064	IPS e.max Press Invex Liquid 1 л	€58.00
614491	IPS Investment Ring Sys. 300 г StarterKit	€290.00
614490	IPS Investment Ring System 300 г	€45.00
614492	IPS Silikon Ring 300 г	€45.00
597060	IPS e.max Muffel System 100 г	€33.00
597061	IPS e.max Muffel System 200 г	€33.00
554034	IPS EMPRESS Система паковочных колец 100 г	€33.00
554035	IPS EMPRESS Система паковочных колец 200 г	€33.00
590113	IPS Empress Silicone-Ring small, 100 г	€34.00
590114	IPS Empress Silicone-Ring big, 200 г	€36.00
554070	EMPRESS Поршень AlOx (2 шт)	€70.00
602231	IPS Uni Tray - сотовый треггер	€92.00
554073	IPS Empress Muffle Tong- Специальные щипцы для муфеля	€98.00
554072	Ватный треггер	€28.00
554069	Пинцет для удерживания коронок с алмазным напылением	€73.00
598993	IPS Sprue Guide-шаблон для постановки литников	€15.00

Telio Lab - пластмасса для изготовления временных коронок и мостовидных протезов.

Дополняется фотополимерным композитным материалом для последующей индивидуализации.

628054	Telio Lab Basic Kit A-D - опакер : 3x5г,6x25 г, дентин : BL, A1, A2, A3, A3,5; B1; эмаль : 3x25г T11, T12, T13; Neck : 3x25г, ж-ть для опакера 30 мл, ж-ть для дентина 100 мл, сепаратор,30 мл	€402.00
628055	Telio Lab Starter Kit A2/A3 - стартовый набор : 2x25 г дентин (A2,A3), 2x5 г опакер (OP1, OP2), 2x25 г эмаль (T11, T12), жидкость для опакера 30 мл, жидкость для дентина 30 мл.	€72.00
632464	Telio Lab LC Veneer Kit A-D -набор для изготовления фотополимерных, высокоэстетичных, долговременных провизорных виниров, вкладок	€255.00

Отдельные упаковки:

628053	Telio Lab Opaquer 5 г Gingiva	€16.00
628048	Telio Lab Opaquer 5 г Цвета: OP 0-3	€16.00
628060	Telio Lab Dentin 25 г A1 - D4	€24.00
628076	Telio Lab Dentin 100 г A1 - D4	€67.00
628093	Telio Lab Transpa Incisal 25 г Цвета: 1-3	€24.00
628096	Telio Lab Transpa Incisal 100 г Цвета:1-3	€67.00
628099	Telio Lab Neck 25 г, цвета: 1, 2, 3, 4	€24.00
628105	Telio-Lab Intensive 7 г, цвета: brown, orange, white	€14.00
628118	Telio Lab Bleach BL3 Dentin 25 г	€24.00
628119	Telio Lab Bleach BL3 Dentin 100 г	€67.00
628042	Telio Lab Gingiva 100 г	€67.00
632386	Telio Lab LC Transpa 2.5 г Neutral	€23.00
632383	Telio Lab LC Transpa Incisal 2.5 г, цвета:1- 3	€23.00
633089	Telio Lab LC Base 2.5 г	€23.00
632387	Telio Stains 1.0 г цвета: blue, light-yellow, orange, white	€17.00
632462	Telio Add-On Flow 1.6 г	€17.00
632608	Telio Activator 15 мл	€20.00
628110	Telio Lab Opaquer Liquid 30 мл	€24.00
628106	Telio Lab Cold Liquid 100 мл	€51.00
628107	Telio Lab Cold Liquid 500 мл	€201.00
545872	SR LINK 5 ML	€81.00
549821	SR Composiv 2 ml	€18.00

Telio CAD -пластмассовые блоки для изготовления временных конструкций длительного ношения методом CAD/CAM

631697	Стартовый набор Telio CAD for Cerec - блоки Telio CAD LT B40L:A1 - 2шт, A2 - 3шт, A3 - 3шт, Telio CS Link Transp. 6г, Telio CS Desensitizer 5г, принадлежности	€312.00
Отдельные упаковки:		
627718	Блоки Telio CAD LT B40L, цвета: BL3, A1,A2,A3,A 3,5, B1, 3шт.	€88.00
627726	Блоки Telio CAD LT B40L, цвета: BL3, A1,A2,A3,A 3,5, B2, 9шт.	€240.00
627818	Блоки Telio CAD LT B55, цвета: BL3, A1,A2,A3,A 3,5, B1, 1шт.	€34.00
627824	Блоки Telio CAD LT B55, цвета: BL3, A1,A2,A3,A 3,5, B2, 3шт.	€93.00

IPS AcryCAD - это беззольный блок, который используется для последующей отливки, прессовки или фрезеровки.

614863	IPS AcryCAD for inLab B40 L/9 pcs.	€20.00
614865	IPS AcryCAD for inLab B40 L/3 pcs.	€53.00

SR Nexco Paste - светоотверждаемый лабораторный композит. Для облицовки каркасов, изготовления искусственной десны при протезировании на имплантах, изготовления вкладок, накладок, виниров; индивидуализации съёмных протезов.

640399	Стартовый набор -опакер 4шт., лайнер 2шт., дентин 4шт., эффект масса 3шт., плечевая масса 2шт., красители 4шт., SR Link, SR Gel, SR Connect	€632.00
640398	Пробный набор A2 -опакер, лайнер, дентин, плеч.масса, масса реж.края	€190.00
645933	SR Nexco Paste Promo Kit A2	€116.00
Отдельные упаковки:		
640401	SR nexco PASTE Margin 2.5 g , цвет: 1-5	€20.00
640406	SR Nexco Paste Dentin Дентин 2,5г, цвета: A1-D4	€18.00
640424	SR nexco PASTE Incisal 2.5 g цвета I1-I5, BL	€18.00
640430	SR Nexco Ораquer 2мл, цвета: A1-D4	€22.00
640452	SR nexco PASTE Effect T 2.5 g blue, brown-grey, orange-grey	€18.00
640455	SR nexco PASTE Effect Opal 2.5 g цвета: E1-E4	€18.00
640460	SR nexco Stains 1 ml clear	€22.00
640476	SR Nexco Liner Лайнер 2мл	€20.00
640466	SR nexco Gingiva Ораquer 2 ml pink	€22.00
642453	SR nexco PASTE Basic Gingiva 2.5g BG34	€23.00
640467	SR Nexco PASTE Gingiva Десневая масса 2,5г, цвета: G1-G5	€23.00
640472	SR nexco PASTE Inten. Gingiva 2.5 g цвета IG1-IG4	€23.00
642319	SR nexco PASTE Intens.Gingiva 2.5g цвет: IG5	€23.00
640476	SR nexco Liner 2 ml , цвета: L1 - L5, BL, clear, incisal	€20.00
640484	SR nexco Retention Flow Refill 2 ml	€22.00
640485	SR nexco Pontic Fill Refill 2.5 g	€20.00
640500	SR Modelling Liquid 5 ml	€28.00
642236	SR Connect 5 ml	€77.00

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛНОГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

АКЦИЯ на СИСТЕМУ IvoBase

628518	IvoBase Injector 100-240V/50-60Hz - автономный прибор для изготовления съёмных протезов методом инъекции. Контролируемая компенсация химической усадки материалов на основе PMMA отсутствие остаточного мономера, высокая прочность и максимальная	€7,000.00
639959	IvoBase Flask Set - кювета с аксессуарамми	
628890	IvoBase High Impact Standart Kit 20 Pink-V	
628884	IvoBase Hybrid Standart Kit 20 Pink-V	

МАТЕРИАЛЫ IvoBase

материал с повышенной устойчивостью к сколам и поломкам: **IvoBase High Impact**. Существует 6 различных базовых цветов.

Индивидуализация производится LC композитом например **SR Nexco**.

628889	IvoBase High Impact Standart Kit: 20x30г -полимер, 20x20мл-мономер, аксс.	€174.00
628883	IvoBase Hybrid Standart Kit:20x34г - полимер, 20x20мл-мономер, аксс.	€154.00
628894	IvoBase Shade Guide - Расцветка	€41.00

SR IVOCAP комплект оборудования для изготовления съёмных протезов методом прессования с компенсацией усадки

530608	SR IVOCAP набор оборудования для прессовки протезов	€1,976.00
530639	CAP-VIBRATOR 220-240V - аппарат для смешивания капсул	€1,074.00
700238	Polywanne Ivo2	€2,120.00

SR Ivocap "Plus" High Impact

Высокоточная пластмасса полимеризующаяся под давлением

531451	SR IVOCAP PLUS STANDARD KIT P-V 50 капс.	€258.00
--------	--	---------

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ

SR Phonares II -это 4-х слойные зубы, изготовленные для эстетичного съёмного протезирования. Использование гибридного композита последнего поколения с наполнителем сделало их особо прочными. Особенно они подходят для протезирования на имплантах и когда к эстетике предъявляют самые высокие требования.

641068	Зубы SR Phonares II Ant.- SET OF 6 - Фронтальные, планка из 6 зубов	€33.00
	Зубы SR Phonares II Typ.- SET OF 8 - Боковые, планка из 8 зубов	€26.00

IVOSTAR\GNATOSTAR - традиционные двухслойные композитные зубы

517213	Зубы IVOSTAR - SET OF 6 - Фронтальные, планка из 6 зубов	€4.30
517019	Зубы GNATHOSTAR - SET OF 8 - Боковые, планка из 8 зубов	€4.30

Материал для изготовления индивидуальной ложки

530359	SR IVOLEN STANDARD KIT- материал для изготовления индивидуальной ложки, холодной полимеризации. Полимер 1000 г, мономер 500 мл, 2 дозир. емкости, 1 мерная ложка.	€132.00
--------	---	---------

ПЛАСТМАССА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАЗИСА ПРОТЕЗОВ традиционным методом**ProBase - Пластмасса горячей полимеризации, розовая с прожилками**

531459	PROBASE HOT P-V Пробный набор: 100 г + 50 мл, аксс.	€34.00
531463	PROBASE HOT P-V Стандартный набор: 2 x 500 г + 500 мл, аксс.	€105.00
531468	Probase Hot Lab Kit pink-V, 5x500г + 1x1000 мл	€188.00
Отдельные упковки		
531745-1	PROBASE HOT POLYMER 500 г	€23.00
531471	PROBASE HOT MONOMER 500 мл	€26.00

ProBase Cold P-V - пластмасса холодной полимеризации, розовая с прожилками

531487	PROBASE COLD P-V пробный набор: 100 г + 50 мл, аксс.	€40.00
531493	PROBASE COLD P-V Стандартный набор: 2 x 500 г + 500 мл, аксс.	€175.00
Отдельные упковки ProBase COLD P-V		
531747-1	PROBASE COLD POLYMER 500 г	€30.00
531505	PROBASE COLD MONOMER 500 мл	€52.00

SR Triplex -пластмасса горячей полимеризации - розовая с прожилками

541404	Triplex Hot Trial Kit P-V Пробный набор: 100 г + 50 мл, аксс.	€21.00
541406	Triplex Hot Стандартный набор P-V 1000 г + мономер 500 мл, аксс.	€59.00

Отдельные упковки SR Triplex Hot

541414	SR Triplex HOT POLYMER 1000 г	€36.00
541418	SR Triplex HOT POLYMER 10 кг	€228.00
541428	SR Triplex HOT MONOMER 500 мл	€18.00

Triplex Cold - пластмасса холодной полимеризации - розовая с прожилками

541433	Triplex Hot Trial Kit P-V Пробный набор: 100 г + 50 мл, аксс.	€23.00
541435	Triplex Cold Стандартный набор P-V 1000 г + мономер 500 мл, аксс.	€94.00

Отдельные упковки SR Triplex Cold

541440	SR Triplex Cold Polymer 2x500 г pink-V	€52.00
541445	SR Triplex COLD MONOMER 500 мл	€27.00

Изолирующие жидкости - пластмасса / гипс, гипс / гипс

530348	Сепарационная жидкость 500 мл, пластмасса / гипс, гипс / гипс	€23.00
530349	Сепарационная жидкость 1000 мл, пластмасса / гипс, гипс / гипс	€31.00
573660	Универсальная полировочная паста 1 тубик 100 мл	€8.00

АРТИКУЛЯТОРЫ STRATOS

576820	STRATOS 100 - биофункциональный артикулятор со средними значениями углов, для повседневной поточной работы. Идеальный для постановки зубов фирмы Ivoclar Vivadent	€530.00
576821	STRATOS 300 - биофункциональный индивидуально настраиваемый артикулятор, у которого все углы шарнира могут плавно изменяться. Идеально подходит для выполнения сложнейших работ.	€1,200.00

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

536382	Набор принадлежностей для индивидуальной установки моделей в артикуляторе STRATOS 100/300 по "средним параметрам"	€594.00
593710	UTS 3D - система универсальной трехмерной лицевой дуги. Гибкая модульная конструкция позволяет использовать эту дугу практически со всеми доступными артикуляторами.	€768.00
590221	Набор принадлежностей "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ" для установки моделей в артикулятор STRATOS 100/300 по параметрам полученным с помощью лицевой дуги	€427.00
543468	FH Registration Joint Holder "H" -устройство для индивидуальной установки моделей по "индивидуальным параметрам" снятых лицевой дугой по Франкфуртской гори-зонтали (FG) в артикулятор STRATOS 100/300	€190.00

613560	2 1/2 - мерная калотта - для идеальной постановки зубов на моделях ориентированных по средним параметрам	€418.00
536398	3-х мерная калотта - для правильной постановки зубов с учетом кривых Шпее и Вилсона при индивидуально настроенных в артикуляторе моделях с помощью лицевой дуги UTS3D	€453.00
530484	Гнатометр "М" с адаптером-внутриротовое регистрационное устройство для определения положения прикуса у беззубых пациентов. Контроль соотношения челюстей по записи готического угла	€418.00
559166	CENTRIC TRAY - комплект для определения центрального соотношения челюстей у пациента. Для съемного протезирования.	€53.00
594566	3-D регистрационный шарнир	€294.00
601119	3-х мерная прикусная вилка "S" , 5 шт	€35.00
594567	3-х мерная прикусная вилка , 5 шт	€51.00
536405-1	Ретенционный базовый блок, 1шт	€4.00
536404-1	Магнитная база, 1шт	€28.00
583672	Фиксаторы центральной окклюзии, 10 шт	€23.00
583673	Алюминиевый кейс для артикуляторов STRATOS и принадлежностей	€149.00

ПЕЧИ ДЛЯ ПРЕССОВКИ И ОБЖИГА КЕРАМИКИ

645991	PROGRAMAT EP 5010 печь для прессования и обжига : Инфракрасные технологии распознают размер и контролирует температуру опоки обеспечивая оптимальные процессы предварительной сушки. QTK2 технологии муфеля с SiC нижней отражателем для однородного распределения тепла. Современная концепция управления отличающийся большой 7-дюймовый цветной сенсорный экран и проверенной мембранной клавиатуры для легкого и интуитивно понятное управление. Оптический статус и дисплей прогресс (OSD) информирует пользователя о текущем состоянии печи. Электронный пресс-привод с датчиком силы производит высококачественные результаты прессования. Нет подключения сжатого воздуха не требуется. Система обнаружения трещин обнаруживает трещины в опоки. Простой обновление программного обеспечения через USB флэш-накопитель или WLAN. Функция дистанционного диагностика через файл данных для оптимальной поддержки со стороны сервисного центра. Интегрированные функции мультимедиа (Photo Viewer, видео и MP3-плеер). Технология энергосбережения для экономии энергии операции. USB и Ethernet интерфейсы, читает карточки SD.	€13,000.00
645990	PROGRAMAT EP 3010 печь для прессования и обжига. По сравнению с предыдущей моделью EP 3000, эксплуатация Programat EP 3010 стала еще проще благодаря новому цветным сенсорным дисплеем, современным иконкам, интуитивному меню навигации и проверенной сенсорной клавиатуры. Новый QTK2 муфеля в комбинации с нижней отражатель SiC обеспечивает равномерное распределение тепла в камере обжига. В результате, опока подогревают более равномерно и надежно. Кроме того, эта функция позволяет пользователю в сложных объектах, например с очень тонкими маргинальных краем, достигать еще более качественных результатов. Электронный пресс-привод с датчиком силы обеспечивает точное управление пресс-поршнем до микронного диапазона. Интегрированная система Crack Detection (CDS) немедленно прерывает процесс прессовки если возникает трещина в опоке. Поэтому, поставщики оптимально защищены.	€9,500.00
666308	ВАКУУМНЫЙ НАСОС VACUUM PUMP VP5 - вакуумный насос для P700, EP 3010 и EP5010	€1,100.00

ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА КЕРАМИКИ

645987	PROGRAMAT P310 - Новый цветной сенсорный экран. Легкая работа благодаря крупным иконкам и программам Ivoclar/Vivadent. Равномерное распределение температуры благодаря QTK2 технологии муфеля с отражателем SiC. Энергосберегающие технологии. Дистанционная диагностика через интернет. Выбор трех различных режимов. Встроенный держатель муфельных щипцов. 300 индивидуальных программ обжига. Двойной клапан вакуумной техники.	€4,850.00
--------	--	-----------

	PROGRAMAT P510 - интеллектуальная печь для обжига керамики с инфракрасной тепловидеокамерой оптимизирует процесс сушки и ускоряет процесс обжига на 25%. Равномерное распределение температуры благодаря QTK2 технологии муфеля с отражателем SiC. Большой цветной ЖК дисплей с функцией touch screen, защита при краткосрочном отключении электричества, мультитоновый звуковой сигнал, система турбо-открыва-ния, интегрированные стандартные программы + 500 свободных программ. Автоматическая двухуровневая калибровка (АТК2) печи через две референтные точки, USB-порт, USB флэш-карта. Мультимедийные функции: Видеоплеер, MP3 плеер, Фотопросмотр. max t 1200°C, цвет белый.	€6,400.00
--	---	------------------

594554*	ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ VACUUM PUMP VP3 easy - вакуумный насос для P310 и P510	€720.00
----------------	---	----------------

Дополнительные принадлежности для печей Programat

544903	Тестовый набор для калибровки печи (треггера и серебряные пробы)	€40.00
545634	Дополнительный к-т серебряных проб для калибровки печи, 5 шт.	€8.00
559358*	АТК1 набор автомат. контроля t*-2 штифта, 1 цоколь, 5 калибр. проб	€104.00
559359*	Дополнительный набор калибровочных проб АТК1, 10 шт.	€144.00
559582*	Дополнительный набор АТК1 контакт. штифтов 10 шт. + керам. цоколя 5 шт.	€161.00
598833	Набор АТК2 служит для точной проверки и калибровки температуры (P500, P700, EP 3000, EP 5000) по двум референтным точкам	€288.00
543857	Муфель для печей PROGRAMAT 20 - 200	€280.00
559723	Муфель для EP 600 COMBI, 200-240 V	€290.00
597130	Муфель QTK для EP 3000/5000, 200-240 V	€316.00
554068	Honey-Combed Firing Crown Holder - Сотовый трегер	€80.00
598642	Programat Firing tray Kit	€64.80
572453	Уплотнительное кольцо для муфеля печей PROGRAMAT 20-200	€14.00
530665	Щипцы для печи PROGRAMAT	€78.00

Аппарат для полимеризации облицовочных композитов

530554	IVOMAT IP3 - аппарат для горячей/холодной полимеризации под давлением. t C* от +30* до +120*	€2,872.00
530596	Ivomat Refill Device - бак для замкнутого цикла охлаждения	€603.00
530588	Ivomat Wallfixator - фиксатор валиков для IVOMAT IP3	€75.00

Инструменты и аксессуары

559389	Ivoclar Vivadent Ceramic Mixing plate - палитра для замешивания керамики с специальной микропористой вкладкой в контейнере	€87.00
530381	Ivoclar Modelling Brushes ass. 9шт - набор моделир. кисточек ир волоса красной куницы	€164.00
530382	Кисточка, размер 00/0/1	€9.00
530385	Кисточка, размер 2	€9.00
530386	Кисточка, размер 4	€9.00
530387	Кисточка, размер 6	€18.00
530388	Кисточка, размер 10	€47.00
530389	Кисточка, размер G2	€10.00
530390	Кисточка, размер G4	€12.00
1053-0000	Дозатор для керамики - 2 дозатора с 4 различными размерами Renfert	€40.00

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАСЦВЕТКИ, ШАБЛОН ДЛЯ ПРЕПАРОВКИ

613331	Расцветка BlueLine 16 цветов от А до D + 4 цвета отбеленных BL	€33.00
529479	Универсальная расцветка Chromascop Ivoclar Vivadent	€30.00
637531	Универсальная расцветка A-D Shade Guide - керамическая	€60.00
597090	Расцветка культевого материала IPS Natural Die Material Shade Guide	€58.00
630548	All Ceramic Preparation Guide - шаблон для препаровки	€48.00

продукция фирмы 3Shape

Dental System™ ПО - программное обеспечение для цифровой моделировки

80240135	Dental System™ Crown & Bridge - Колпачки, анатомические каркасы и мосты, полная анатомия коронки и мосты, Inlay / Onlay / Inlay bridge / Veneers? Wax up коронки и мосты	€3,000.00
80240004	Dental System™ Premium - Колпачки, анатомические каркасы и мосты, полная анатомия коронки и мосты, Inlay / Onlay / Inlay bridge / Veneers, Wax up коронки и мосты, непрапаруемые виниры, Телескопы, Культевые вкладки, Мультислойные конструкции, десна, времянки, виртуальная диагностика, шаблоны, капы, ложки	€4,900.00
80243170	Abutment Designer and Implant Bar and Bridge Design Package Дизайн индивидуальных абатментов, мосты и балки на имплантах	€3,700.00
80243215	Removable Partial Design & Full Dentures Package Бюгеля и полностью съемные протезы	€3,400.00

СКАНЕРЫ Е-СЕРИИ (открытая конструкция)

без годовой абонплаты Basic Package

E1 - 3D scanner - две 5 мегапиксельные камеры, синий светодиод Multiline. Точность (ISO 12836 / имплантат): 10 / 12 мкм.
Скорость сканирования (арка): 40 сек. Скорость сканирования (штамп): 25 с

20007000	E1 с комплектом программного обеспечения Dental System Crown & Bridge	€10,990.00
20007020	E1 с комплектом программного обеспечения Dental System Premium	€13,000.00

E2 - 3D scanner две - 5 мегапиксельные камеры, синий светодиод Multiline. Точность (ISO 12836 / имплантат): 10 / 12 мкм. Скорость сканирования (арка):30 сек. Скорость сканирования (штамп): 20 с, **Черно-белый**

20007100	E2 с комплектом программного обеспечения Dental System Crown & Bridge	€14,000.00
20007120	E2 с комплектом программного обеспечения Dental System Premium	€15,500.00

E3 - 3D scanner - две 5 мегапиксельные камеры, синий светодиод Multiline. Точность (ISO 12836 / имплантат): 7 /10 мкм. Скорость сканирования (арка): 24 сек. Скорость сканирования (штамп): 18 с. **Цветной**

20007200	E3 с комплектом программного обеспечения Dental System Crown & Bridge	€18,500.00
20007220	E3 с комплектом программного обеспечения Dental System Premium	€19,900.00

ПАКЕТ ЕЖЕГОДНОЙ АБОНПЛАТЫ LabCare включает ежегодные обновления ПО, информационную и техническую поддержку от фирмы 3Shape

годовая подписка для Dental System Crown & Bridge	€875.00
годовая подписка для Dental System Premium	€1,500.00

СКАНЕРЫ ПРЕМИУМ КЛАССА СЕРИИ D (закрытая конструкция) с ежегодной абонплатой LabCare

D1000 - 3D scanner - четыре 5 мегапиксельные камеры, синий светодиод Multiline. Точность (ISO 12836/имплантат): 5 /8 мкм. Скорость сканирования (арка):16 сек. Скорость сканирования (штамп): 15с. **Цветной, 5 лет гарантии**

20007100	с комплектом программного обеспечения Dental System Crown & Bridge	1 год 875 €	€29,900.00
20007120	с комплектом программного обеспечения Dental System Premium	1 год 1500 €	€31,900.00

D2000 - 3D scanner - четыре 5 мегапиксельные камеры, синий светодиод Multiline. Точность (ISO 12836 / имплантат): 7 / 10 мкм. Скорость сканирования (арка): 24 сек. Скорость сканирования (штамп): 18 с. Одновременное сканирование двух моделей моделей. **Цветной, 5 лет гарантии**

20007200	с комплектом программного обеспечения Dental Crown & Bridge	1 год 875 €	€35,900.00
20007220	с комплектом программного обеспечения Dental Premium	1 год 1500 €	€37,900.00

продукция фирмы **WIELAND**

684343	Zenotec mini представляет собой компактный 4-х осный аппарат. Для сухой обработки. Магазин на 6 инструментов. Открытый для блоков любых производителей. Размеры: 40,0x42,0x38,0 см, 45 кг АКЦИЯ действительна при покупке Zenostar Disc 1500 евро	€23,735.00
--------	---	------------

676193	Zenotec select hybrid с ченджером - мокрый/сухой ,5-осевой фрезерный станок . Автоматическая замена инструментов (16 шт.). Высокая точность, качество поверхности и скорость обработки. Простая и понятная упр. программа, позволяет создавать собственные стратегии обработки. Размеры (Ш x В x Г): 49,0 x 54,0 x 44,5 см, Вес: 75 кг . Возможность заказа версии с авто-заменой материалов, или под конкретные материалы. Множество инструментов (самая тонкая фреза 0,3 мм для ZrO2, пластмасс и восков и 0,5 мм для e.max). АКЦИЯ действительна при покупке e.max blocks на сумму 3000 евро	€41,000.00
--------	---	------------

672880	Аксессуары Zenotec hydro 120 -240V - ультрасовременная система охлаждения обеспечивает высокое давление охлаждающей жидкости благодаря мембранному насосу высокой емкости, простой в обслуживании, безщеточный мотор.	€4,920.00
--------	--	-----------

667030	Coolant for Zenotec hydro - охлаждающая жидкость (концентрат) для Zenotec hydro	€150.00
--------	--	---------

682592	Zenotec cyclon 2.0 230V - мощный, звукоизолированный вытяжной модуль. Высокая производительность и максимальная защита от циркониевой пыли, благодаря технологии "циклон". Безщеточный мотор.	€3,350.00
--------	--	-----------

667024	IPS e.matrix for select with Mat.Changer - запатентованный мультидержатель позволяет обрабатывать до 6 блоков разных размеров, по заранее выбранной очередности	€420.00
--------	--	---------

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ WIELAND

664786	IPS e.max CAD Zenotec (LT,HT,MT) C14/5	€117.00
673963	ProArt Wax Disc for Zenotec -Yellow 16mm	€52.00
673964	ProArt Wax Disc for Zenotec -Yellow 20mm	€65.00
Telio CAD - долговременные провизорные конструкции		
663615	Telio CAD for Zenotec LT 98.5-16mm (A1,A2,A3,A3.5, B1 BL3)	€119.00
664489	Telio CAD for Zenotec LT 98.5-20mm (A1,A2,A3,A3.5, B1 BL3)	€142.00
664276	Telio CAD for Zenotec LT 98.5-25mm (A1,A2,A3,A3.5, B1 BL3)	€160.00
Восковые диски Blue		
680876	ProArt Wax Discs for Zenotec Blue 12mm	€38.00
680877	ProArt Wax Discs for Zenotec Blue 20mm	€65.00

Система CAD/CAM фирмы "Sirona"

64 68 560	InLab 16.0 CAD SW -ПО для дизайна реставраций	
63 24 649	InLab MCX5 - 5 осевой фрезерный станок,включает в себя пылесос и ПО inLab SW16.0 CAM	€40,000.00
64 24 860	InEos X5 - экстраоральный лабораторный сканер для моделей	€19,990.00
	InFire HTC Superspeed - печь для обжига циркониевых каркасов	€14,490.00

ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ "BAUMANN Dental"

Система разборных моделей ARUNDO FLEX MODELSYSTEM

19090	Starter Kit arundo flex-стартовый набор состоит из: 2 базовых цоколя больших, 3 базовых цоколя малых, ключ-выталкиватель, манжеты: большая 1шт / малая 2шт, подставки для архивирования: большая-2 шт, малая-3 шт, дуэт-плата большая 1шт/малая 1шт, жид. изоляц.150 мл.	€150.00
СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ		
19020	Базовый цоколь, малый/большой, 1 шт	€27.00
19030	Ключ-выталкиватель, малый/большой, 1 шт	€15.00
19050	Подставка для архивирования ЕСО, большая/малая, 1 шт	€1.00
19060	Силиконовая манжета большая/малая, 1 шт	€3.00
19080	Жидкость изолирующая (гипс-пластмасса) 100 мл	€25.00
Ключи и аксессуары для центровки артикуляторов фирмы KaVo, Ivoclar Vivadent		
10025	Центровочный ключ для артикуляторов STRATOS Ivoclar Vivadent	€270.00
10008	Adesso split- Магнитный цоколь для артикуляторов Ivoclar Vivadent	€158.00
10030	Adesso split Centering Key for Kavo, PROTAR	€270.00
10009	Adesso split -магнитные платы для артикулятора KaVo Protar EVO	€158.00

ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ "RENFERT"

ТЕХНИКА ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ

2961-0000	Vario jet - идеальный пескоструйный аппарат с циркуляцией песка для экономичной струйной обработки. Он может эксплуатироваться в автоматическом и ручном режиме.	€191.00
2960-0005	Vario basic - универсальный пескоструйный аппарат представляет собой комбинацию аппарата с циркуляцией песка и аппарата для тонкоструйной обработки. Он может эксплуатироваться в автоматическом и ручном режиме.	€1,250.00
дополнительное оборудование		
2954-0050	Дополнительный бачок правый, 25-70 мкм	€250.00
2954-0051	Дополнительный бачок левый, 25-70 мкм	€250.00
2954-0250	Дополнительный бачок правый, 70-250 мкм	€250.00
2954-0251	Дополнительный бачок левый, 70-250 мкм	€250.00
2960-0003	Защитная решетка для смотрового стекла	€134.00
90003-5520	Сопло бор-карбидное	€263.00
2958-0000	Basic quattro базовая модель с 2-я бачками 25-70μ / 70-250μ 230V - Удобный, гибкий в применении аппарат высшего класса, для пескоструйной обработки, опционно с 4-я бач.	€1,130.00
дополнительное оборудование		
2958-0050	Дополнительный бачок, 25-70 мкм, вкл. струйное сопло 0,8 мм	€196.00
2958-0250	Дополнительный бачок, 70-250 мкм, включая струйное сопло 1,2 мм	€396.00
2959-0000	Basic quattro IS модель базовая модель с 2-я бачками 25-70μ / 70-250μ 230V - интегрированная функция быстрой остановки, опционно с 4-я бачками, объем камеры 20л	€1,617.00
дополнительное оборудование		
2959-0050	Дополнительный бачок, 25-70 мкм, вкл. струйное сопло 0,8 мм	€396.00
2959-0250	Дополнительный бачок, 70-250 мкм, включая струйное сопло 1,2 мм	€396.00

2948-2025	Basic master -аппарат для тонкоструйной обработки с 2-я бачками:25–70 мкм, 70–250 мкм	€960.00
2947-2025	Basic classic -базовый аппарат для тонкоструйной обработки с 2-я бачками:25–70	€830.00
2949-2025	NEW!!! Basic eco 25-70μ/70-250μ 230V , Basic eco -Компактный и выгодный по цене аппарат для пескоструйной обработки.	€960.00
2914-3250	Basic mobil с педалью - компактный автономный пескоструйный аппарат для использования с имеющейся в наличии струйной камерой	€370.00
	Сопла:	
90002-1203	серебристое (Ø 0,40 мм)	€67.00
90003-3213	золотистое (Ø 0,65 мм)	€67.00
90002-1204	зеленое (Ø 0,80 мм)	€75.00
90003-3211	синее (Ø 1,00 мм)	€67.00
90003-3214	красное (Ø 1,20 мм)	€67.00
90002-1205	коричневое (Ø 1,40 мм)	€67.00
90002-1206	бронзовое (Ø 2,00 мм)	€67.00
90003-1739	светло-красное (Ø 1,5 x 3,5 мм)	€94.00
2940-0000	Фильтр сжатого воздуха - вкл.комплект для подключения и патроны фильтра. Макс.давл. 10 bar (145 psi),расход в мин. 420 л/(6.3 bar)	€399.00
2929-0000	Фильтр-регулятор давления - для снижения давления и фильтрации сжатого воздуха.	€129.00
	Распаковка	
5022-5000	Power pillo - пневматическое мощное распаковочное долото	€426.00
5022-4000	Pillo - пневматическое распаковочное долото	€269.00
5022-0100	наконечник долота	56.90
5022-0200	наконечник долота	53.80
5022-0300	наконечник долота	€54.00
5022-0400	наконечник долота	€54.00
	Пылесосы	
2924-5000	Vortex compact 3L - Отсасывание и сухой, и влажной пыли специально для приборов вкл. 1 фильтр.мешок и отсасывающий шланг 3 м	€662.00
	Принадлежности	
2924-5005	Тканевый фильтр многоразовый к пылесосам Vortex compact 3L и сухим триммером	€153.00
2924-5003	Набор мешков-пылесборников, 5 штук	€66.00
2924-5002	Мешки для утилизации, 5 штук	€43.00
2924-5004	Фильтр тонкой очистки, 1 штука	€79.00
2626-0105	Dustex master plus - практичный вытяжной бокс для подготовщика, защищает от осколков, пыли и пара, компактный, встроенная подсветка	€457.00
	Вытяжной модуль	
2925-0000	Вытяжной модуль - без защитного стекла	€160.00
2925-1000	Защитное стекло с держателем	€66.00
2934-0000	Silent compact 220-240V - компактный тихий пылесос, рассчитанный на один рабочий стол или одну единицу оборудования. 2м шланг, производительность 2500 л\мин	€1,015.00
2921-0050	Silent TS - пылесос для рабочего места и вытяжка для приборов. Тихий -56.3 dB (A), срок его службы в три раза дольше предыдущей модели, Компактные габариты, вывод отработанного воздуха(опция), Прилагаемый Y-адаптер позволяет подключать сразу 2-х потребителей.	€1,375.00
	Принадлежности	
2921-0002	Специальный мешок для пыли, синтетика 100%, 5 шт.	€51.00
2921-0001	Комплект роликов, 4 шт.	€53.00
90003-4305	Универсальный переходник для штурцеров	€25.00
2921-0004	Адаптер для внешней проводки отработанного воздуха	€145.00
2934-2000	SILENT compactCAM 230-240 V - Снижение уровня шума благодаря герметизированному коллекторному мотору,сроком службы не менее > 1.000 часов(раб. времени мотора)	€1,075.00
2939-0000	SILENT powerCAM EC 220-240 В, 50/60 Гц - разработан специально для работы с компактными CAM-установками, 2 м отсасывающий шланг, 2 муфты	€2,140.00

2930-0500	Silent TS2 -вытяжка на 2 рабочих места, 4 м шланг, 4 муфты	€1,908.00
2933-0000	Silent V4 - вытяжка на 4 рабочих места, кабель питания quadro control box (QCB), интерфейсный кабель QCB, набор держателей QCB, отсасывающий шланг	€5,118.00
Переходник для вытяжки - для эксплуатации 2-х аппаратов с одним пылесосом		
2926-0000	Переходник вкл. 4 муфты (без шланга)	€202.00
2921-0003	Набор муфт, 2 шт.	15

ВАКУУМНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Смесители

Twister -
мощный
смесительны
й мотор,

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ

1828-0000	Twister evolution - вкл. стакан 500 мл и смесительный механизм	€1,135.00
1829-0000	Twister evolution venturi -вкл. стакан 500 мл и смесительный механизм	€1,017.00
КЛАССИЧЕСКИЕ		
1826-0000	Twister - с непосредственным ручным контролем,стакан 500 мл	€1,060.00
1827-0000	Twister venturi -с непосредственным ручным контролем,стакан 500 мл	€850.00
дополнительное оборудование		
1820-6500	Смесительный стакан вкл.смесительный механизм, 65 мл	€128.00
1820-0200	Смесительный стакан вкл.смесительный механизм, 200 мл	€145.00
1820-0500	Смесительный стакан вкл.смесительный механизм, 500 мл	€143.00
1820-0700	Смесительный стакан вкл.смесительный механизм, 700 мл	€162.00
1820-1001	Смесительный стакан вкл.смесительный механизм, 1000 мл	€151.00
1823-0500	Стакан для смешивания альгината, вкл.смесительный механизм, 500 мл	€164.00
1821-0200	Смесительный шпатель	€12.00
1821-0102	Настольный штатив для Twister	€188.00

ВИБРОСТОЛИК

1830-0000	Vibrax - 2-х волновой, 4-е ступени интенсивности, бесшумный, устойчивый,эргономичный, долговечный и неприхотливый. Вес:6,5 кг	€425.00
1830-0001	Вибрационный шар	€54.00

ТРИММЕР

Все триммеры фирмы Renfert обладают следующими преимуществами: мощные моторы, легкая и быстрая чистка, прочный, долговечный корпус

MT3-

1808-0000	MT3 вкл. диск Klettfix (карборундовый)	€658.00
1808-0500	MT3 вкл. диск Marathon (частичный алмаз)	€1,120.00

MT plus -

1803-0000	MT plus (вкл. диск Klettfix), 230 V	€1,186.00
1803-0500	MT plus (вкл. диск для триммера Marathon), 230 V	€1,650.00
1803-2000	Диск Marathon для MT plus (с частичным алмазным покрытием)	497
1803-3000	Диск Infinity для MT plus (с полным алмазным покрытием)	€840.00

ФРЕЗЕР ДЛЯ МОДЕЛЕЙ

Millo pro / Millo -		
1805-0000	Millo pro, 230 V вкл.коническая фрезу с косыми зубьями, возможно менять высоту рабочей поверхности фрезы, 5,7 кг	€685.00
1804-0000	Millo, 230 V вкл.коническая фрезу с косыми зубьями, вес 5,7 кг	€560.00
Принадлежности:		
1806-0001	Фреза с разнонаправленными зубьями	109
1806-0002	Коническая фреза с косыми зубьями	€110.00
1806-0003	Цилиндрическая фреза с разнонаправленными зубьями	€110.00

ПИНДЕКС МАШИНА

Автоматический прибор

1840-0000	Top spin - прибор для сверления отверстий под штифты, 230 V8000 об/мин вкл. 1 ступенчатый бор 2, 0/3,0 мм , вес 4 кг	€737.00
принадлежности		
5010-0003	Ступенчатое сверло, 3 шт	€72.00
367-0000	Сверло для Smart-Pin, 3 шт.	€49.00
347-0000	Сверло для Bi-Pin, 3 шт	€63.00

ТЕХНИКА ДЛЯ РАБОТЫ С ВОСКОМ

Waxlectric I

+ II -

комфортная

2156-0000	Waxlectric I (1 канал), вкл.1 моделировочную насадку 2155-0102	€174.00
2157-0000	Waxlectric II (2канала), вкл. 2-е моделир.насад. 2155-0101/2155-0103	€249.00

Waxlectric

light I + II -

рациональн

2150-0000	Waxlectric light I (1 канал), вкл.1 моделировочную насадку 2155-0102	€139.00
2151-0000	Waxlectric light II (2канала), вкл. 2-е моделир.насад. 2155-0101/2155-0103	€216.00
принадлежности		
2155-0101	1 зонд малый	€22.60
2155-0102	2 зонд средний	€22.60
2155-0103	3 зонд большой	€22.60
2155-0104	1 клинок узкий	€25.20
2155-0105	1 клинок широкий	€25.20
2155-0106	1 клинок с закругленным переходом	€25.20
2155-0107	1 зонд горизонтальный	€22.60
2155-0108	1 зонд малый	€47.00
2155-0109	1 зонд мини, изогнутый	€22.60
2155-0110	1 клинок в виде пики	€27.80
2155-0111	1 клинок в виде бобрового хвоста	€27.80
2155-0112	1 большой нож для воска (оптимально использовать с Waxprofi)	€48.20

СКОРОСТНОЙ ШЛИФ-МОТОР

1204-0000	Demco-прибор для обрезки литников и обработки литейных изделий. Потребляемая (расходуемая) мощность-180 W, Число оборотов в минуту-24.000, Вес14,3 kg	€1,967.00
-----------	---	-----------

ВОСКОТОПКИ

Vario E-
для
профессион

1452-0000	Vario E - воскотопка на 3-и ванночки, возможность отдельной регулировки и отключением каждой. Цифровая индикация, диапазон t от 45*С до 110*С, возможна работа с низкотемпературными фотовосками. Новый дизайн ванночек оптимальный стока воска по стенкам. Защита крышкой. Мощность 85W	€267.00
-----------	--	---------

Ванночки
для

погружных

1461-0000	hotty LED, 230 V- электронная регулировка темп. в диапазоне 60-110*С	€155.00
1460-0000	hotty, 230 V-плавная регулировка температуры в диапазоне 60-110*С	€127.00
1440-0000	Waxprofi-воскотопка для моделирования съемных протезов, Большая и глубокая ванночка для поддержания воска в расплавленном или кремообразном состоянии. Плавная регулировка температуры в диапазоне 40-110*С, автомат. коррекция заданной	€207.00

МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ

Точный
температурн
ый датчик Pt-

2300-0000	Magma, 230 V	€2,185.00
2300-0500	Magma, 230 V для работы с катализатором	€2,185.00
2300-0001	Катализатор	€790.00

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЧИСТКА

1850-0000	Easyclean, 230 V - Объем ванночки 2,75 l, частота ультразвука 37 kHz, мощность ультразвука максим 320 W, мощность нагрева 200 W	€545.00
Принадлежности		
1850-0001	Пластмассовая крышка, серая, шт.	€28.00
1850-0002	Крышка-вставка из высококачеств. стали, шт.	€57.00
1850-0003	Вставная корзинка из высококачеств. стали, шт.	€60.00
1850-0004	Погружная корзинка из высококачеств. стали 59 мм, шт.	€50.00
1850-0005	Вставная ванночка для кислот пластмасса	€63.00
1850-0006	Стакан для чистки 600 мл с крышкой и резиновым кольцом, шт.	€19.00
1850-0007	Пластмассовый стакан с крышкой, шт.	€10.00

ПАЛИТРЫ

палитры с функцией сохранения влаги

1068-0000	Tropicolino - уменьшенная на 30% палитра - размер 160 x 116 мм	€93.00
1058-0000	Rainbow - увлажнение через перфорированное дно, Размер 183 x 105 мм	€49.60
1051-0000	Палитра из фарфора для смешивания керамики и красок. Размер 155 x 95мм	€29.00
1065-0000	Stain-Mix -палитра для красок-30 ячеек, ячейка для глазури, прозр. крышка	€36.00
1058-0100	Melody -керамическая палитра, 16 клиновидных ячеек, 4 плоские ячейки, ячейка для жидкости, размер 143 x 85 мм, герметичная крышка	€53.60
1043-0000	Lay:art crystal - Стеклянная палитра в современном дизайне	€59.20
1043-1000	lay:art crystal aqua xl - Частично самоувлажняющаяся стеклянная палитра с двумя увлажняющими полосками, размер XL	€95.00
1043-2000	lay:art crystal aqua s - Частично самоувлажняющаяся стеклянная палитра с двумя увлажняющими полосками, размер S	€75.60
1046-0000	lay:art natural - Эксклюзивная палитра, изготовленная из натурального агата.	€116.00
1047-0000	Lay: art color mixing tray - Покрытая глазурью керамическая палитра для работы с красителями и их хранения.	€51.00
Прецизионные инструменты для керамики		
1122-1000	Измерительная система Calipretto S - универсальный микрометр	€107.00
КИСТОЧКИ		
1714-0001	Takanishi - искусственный ворс. Размер 1 или 2 или 3 или 4.	€11.40
1714-0005	Takanishi - искусственный ворс. Размер 5	€15.90
1714-0006	Takanishi - искусственный ворс. Размер 6	€20.50
1714-0008	Takanishi - искусственный ворс. Размер 8	€20.20
1714-0010	Takanishi - искусственный ворс. Размер 10	€19.80
1714-0012	Takanishi - искусственный ворс. Размер 12	€25.50
1715-0000	Genius - натуральный ворс, с многофункциональной ручкой. (набор 4 шт)	€76.60
1713-1000	Kolinsky - натуральный ворс красной куницы (набор бшт)	€44.70
1712-0000	Кисточка из беличьего ворса	€23.80
1705-0000	Комбинированная кисточка для воска, двух сторонняя	€12.00
ERGO Ceramic - специальные инструменты для моделирования керамики.		
1161-1000	Набор ERGO Ceramic из 2 инструментов	€42.00
1161-1100	ERGO Ceramic Инструмент № 1, 1 шт.	€23.00
1161-1200	ERGO Ceramic Инструмент № 2, 1 шт.	€21.00
1161-1110	Наконечник „Большой клинок“, 2 шт.	€16.00
1161-1210	Наконечник „Малый клинок“, 2 шт.	€18.00
1161-1220	Наконечник „Тонкая игла для нерва“, 2 шт.	€18.00
1157-0000	Агатовый шпатель	€20.60
ERGO Acryl - специальные инструменты для облицовочных пластмасс		
1052-1000	Набор ERGO Acryl с 3 инструментами	€66.00
1052-1100	Инструмент ERGO Acryl № 1, 1 шт.	€22.00
1052-1200	Инструмент ERGO Acryl №2, 1 шт.	€22.00
1052-1300	Инструмент ERGO Acryl № 3, 1 шт.	€22.00
1052-1110	Насадка № 1 или №2 или №3, 2 шт.	€21.50
ERGO Wax - универсальный инструмент для современной техники работы с воском		
1034-2000	Набор ERGO Wax с 5 инструментами	€84.00
1034-2001	Инструмент ERGO Wax № 1, шт.	€19.50
1034-2002	Инструмент ERGO Wax № 2, шт.	€19.50
1034-2003	Инструмент ERGO Wax № 3, шт.	€19.50
1034-2004	Инструмент ERGO Wax № 4, шт.	€19.50
1034-2005	Инструмент ERGO Wax № 5, шт.	€19.50
Воска CROWAX / CROWAX DUR		
474-0100	CROWAX - моделировочный воск,прозрачный: зелёный,синий,красный, opak:	€9.00
Воска GEO Avantgarde		
Идеален для нанесения больших масс воска-моделирование мостовидных протезов		
495-0100	GEO Авангард универсальный, opak: бежевый, серый, мятный 75 г	€13.80
492-0100	GEO Авангард окклюзионный, opak: бежевый, серый, мятный 75 г	€13.00
Воска GEO Classic		
Моделирово		
493-0004	GEO Базовый набор восков 6x20 г	€24.50
497-0100	GEO Классик-моделировочный воск, прозрачный: бежевый, синий, мятный; opak: бежевый, серый, мята, цвет зуба, 75 г	€12.00
499-0101	GEO Снежно-белый: opak, прозрачный 75 г	€13.80
499-0300	GEO Natural: opak, прозрачный 75 г	€12.00
486-1000	GEO Пришеечный воск красный, прозрачный 75 г	€13.80
649-0000	GEO Воск для модельного литья 75 г	€13.00
649-1000	GEO Воск для модельного литья твёрдый/opak 75 г	€13.50
633-0000	GEO Набор восков для модельного литья	€58.00
482-3000	GEO-DIP - погружной воск, жёлтый, оранжевый, зелёный 200 г	€17.00

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОСКА

445-3006	GEO Воск для литья: 0,3мм, 0,4мм, 0,5мм, 0,6мм; 32 листа	€30.90
485-1000	GEO Фрезеровочный воск, синий opak 75 г	€12.00
650-0000	GEO Воск для блокировки поднутрений	€13.80

КЛАММЕРНЫЕ ПРОФИЛЯ

638-3002	Кламмеры для премоляров, самоклеющиеся, 10 листов	€11.50
638-3003	Кламмеры для моляров, самоклеющиеся, 10 листов	€11.50
638-3005	Кламмеры кольцевые, самоклеющиеся, 10 листов	€11.50
638-3010	Кламмеры BONYHARD, самоклеющиеся, 10 листов	€12.00
688-3002	Кламмеры для премоляров\ для моляров, 10 листов	€10.00
688-3005	Кламмеры кольцевые, 10 листов\Кламмеры BONYHARD, 10 листов	€10.00

ВОСКОВЫЕ РЕТЕНЦИ

638-3009	Восковая решетка с круглыми отверстиями, самоклеющаяся, 20 листов	€20.70
688-3011	Восковая диагональная решетка 70x70мм, самоклеющаяся, 20 листов	€15.20
688-3008	Восковые решетка с мелкими отверстиями, лист 70x70, 20 листов	€15.20
664-3000	Перфорированные восковые ретенции, 40 шт.	€15.70
688-3006	Восковые ретенции - перемычки, лист 70x70, 10 листов	€10.00
667-3042	Воск для бюгелей нижней челюсти 4x2мм, 65 г	€9.50
501-1100	Восковые литейные груши 200 шт.	€18.00
668-3008	Восковые прутки 0,6мм 0,8мм, 1мм, 1,2 мм	€9.40
680-3000	Литники треугольные 100 шт.	€19.20
676-2020	Восковая проволока; твёрдая, средняя твердость; 2-5 мм, 250 г	€11.90

ЛАКИ И ЖИДКОСТИ ДЛЯ ШТАМПИКОВ

1956-0200	die:master gold die varnish — лак для штампиков, цвет: золото, серебро 15 мл	€11.50
1956-0300	die:master red die varnish — лак для штампиков, цвет: красный, синий 15 мл	€11.50
1956-0700	die:master thinner растворитель, 30 мл	€10.20
1956-0600	die:master duo Primer - отвердитель и праймер в одном, 15 мл	€10.60
1956-1000	Die:master set gold/silver, Red, Blue - включает палитру, кисточку, Picoser (изолятор), die:master duo (отвердитель и праймер в одном), 2 лака, die:master thinner (разбавитель)	€43.00
1957-0500	die:master aqua - лак для штампиков, цвет зуба, растворяется в воде 15 мл	€12.70
1957-0550	die:master aqua thinner - растворитель, 15 мл	€10.00
1934-0000	Pico-Mark набор - растворы для обознач. мешающих участков и уточнения окклюзии (красный 12 мл, белый 12 мл, растворитель 30 мл)	€71.00
1552-0030	Picoser - изолирующая жидкость - воск/гипс, керамика/гипс 30 мл	€7.70
1720-2000	Isosif 2000 2x1л без распылителя	€71.00
1719-2100	Закалочная ванночка, 125 мл	€15.50
1736-0000	Спрей для моделей - уплотнение поверхностей моделей из паковочных масс	€14.50
1053-0000	Дозатор для керамики - 2 дозатора с 4 различными размерами	€20.50

Продукция фирмы SCHICK DENTAL

МИКРОМОТОРЫ

ОРЫ

ЗУБОТЕХНИ

9005	QUBE микромотор, коленное управление	€1,499.00
9013	QUBE микромотор, наст.управление, цифр.дисплей, реверс/ без педали	€1,390.00

QUBE Plus -

Универсальн

9025	QUBE Plus микромотор, коленное управление	€1,570.00
9033	QUBE Plus микромотор настольное управление/ без педали	€1,570.00

QUBE

Premium -

9045	QUBE Premium микромотор коленное управление	€1,790.00
9053	QUBE Premium микромотор настольное управление/ без педали	€1,790.00

СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

6371/2	QUBE Dynamic foot control - педаль управления моторами	€295.00
9066	Electric wax knife SV complete - электрошпатель	€235.00
1850	NH -Распаковочный молоток	€444.00
1850/1	NH-M - Распаковочный молоток с долотом	€444.00
1860	DNH - молоток с 2-я пластиковыми втулками для "тонких" работ	€517.00

9340/5	Q Profi Knee control complete - коленное управление, мощность 160 Вт, торк 8,0 Нсм	€1,295.00
9405	Q Basic knee control complete (коленный)	€1,235.00
9413	Q Basic table-top control complete (настольный)	€1,235.00

ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

2460	S1 Юниор комбинированный фрезерный станок, комплект. состоит из:	€2,500.00
------	---	-----------

2405	S1-FG база - параллелометр, MO-стол для моделей, VSp-шпindelь	€1,490.00
2409	StE - блок управления с мотором в комплекте	€1,170.00
Системные компоненты для S1-Юниор		
2407	MT - Моделировочный столик	€313.00
2490	Wooden base - буковая подставка для S1 Юниор	€315.00
2510/2	Lkk - диодная световая насадка, короткая	€319.00
2480	Regler LK - Устройство для управления светом	€200.00
2250	Расширенный мерный шпindelь для S1 Юниор	€170.00
2441/1	Кольцо-адаптер для установки мотора-наконечника C1,C2, SM, K9	€27.00
Тип S3-Мастер-		
2500	S3 Master комплект - включая C3 мотор, блок управления, подсветку.	€6,300.00
Системные компоненты для S3 Master		
2505	KT - координируемый стол 3D (с осями X / Y)	€1,558.00
2506	W v - регулируемый угол	€399.00
2407	MO - столик для модели универсальный	€313.00
2250/1	VSp - расширенный шпindelь	€170.00
2507	FS - фрезерный поднос	€52.50
2508	Адаптирующее кольцо	€37.00
2509	AS - удерживающий поднос	€71.50
2525	BLA - операционный наружный блок	комплект €699.00
G1		
1340	G1concept - пиндекс машина, мощ-ть 150 W, скорость 16.000 об/мин, 2,4 кг	€1,295.00
1500	G2 Concept- 7.500об/мин,80W,	€2,799.00
1550	Пластина для модели (30 шт.)	€4.50
1550/1	Пластина для модели (300 шт.)	€27.80

Продукция фирмы REITEL

ЛИТЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*

33802*	INDURET - COMPACT - индукционная литейная установка для прецизионного литья благородных(90-100г) и неблагородных(45г) сплавов под давлением в вакууме(возможно в аргоновой среде). Абсолютно точный контроль температуры плавления, легкая в управлении, компак-тная,мощность 3,6 кВт, давление аргона min 3,5 бар, давление воздуха 3,5 бар,давление воды min 2 бар,корпус из нержавеющей стали, t 1600 *, выс/шир/глуб - 400/345/600 мм, вес 38кг	€11,100.00
--------	---	------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

23811C*	Стартовый пакет для INDURET - COMPACT : 23801, 23802, 23803, 23804, 23805,23809, 23816, 23818, 23819, 21601,26803,standart	€848.00
26803*	Позиционер литейных колец для INDURET - COMPACT	€119.00

СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ для INDURET

23801*	Графитовая вставка в тигель для благородных сплавов, 3шт.	€85.00
23805*	Тигель для благородных сплавов, 3шт.	€60.00
23802	Запирающий графитовый штифт, 5шт.	€94.00
23803*	Керамический тигель, 5шт.	€110.00
23804*	Запирающий керамический штифт S, 2шт.	€82.00
23825*	Литейные кольца, набор 4 шт.	€28.80
23827*	Основание конусное для литейных колец, набор 4 шт.	€29.50
23807*	Система циркулярного охлаждения индукционных печей	€890.00

ПАРОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ*

14401*	STAR -объем 3 л, ручное наполнение,1 степень качества пара, t 140* давление 0-4 бар,алюминиевый корпус с эмалевым покрытием,вес 8кг	€999.00
--------	---	---------

ВАКУУМНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

13702	VACURET-Mini - компактный,мех.таймер на 5мин,монтаж на стене,400 об/мин,необслуживаемый вакуумный насос, 2-а фильтра, колба на 400 мл,вес 6 кг.	€1,340.00
-------	---	-----------

Продукция фирмы ARGEN

Цены в USD

Благородные дентальные сплавы (цена зависит от котировок металлов на бирже)

101045	Argenco Y+ (25г) - Au 2% сплав цельнолитых для коронок, мостов и вкладок	\$500.00
107090	Argedent Y73 (1г) - Au 73.8%, для металлокерамики	\$64.00
107511	Argedent Bio 880PF (1г) - Au 88%, для металлокерамики	\$85.00

ВНИМАНИЕ АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ

CoCr для бюгельного протезирования

Состав: Co 64.0 Cr 28.0 Mo 6.0 , твердость по Викерсу 380 Н, модуль эластичности 228 GPa

101416	Argeloy Partial Ingot (1000г-слитки) -CoCr сплав для бюгельного протез.	\$145.00
--------	---	----------

101420	Argeloy Partial Shot (1000г-гранулы)-CoCr сплав для бюгельного протез.	\$109.00
Неблагородные сплавы CoCr для металлокерамики		
Состав: Co 61.0 Cr 27.0 Mo 6.0 Si 1.0 , модуль эластичности 223 GPa, КТР 14.1\14.5		
112686	Argeloy N.P. Supreme(1000г) -сплав для коронок и мостов под МК	\$199.00
Оксид-Циркониевые диски		
ArgenZ		
Esthetic		
114759	ArgenZ Esthetic HT-10S	\$118.00
114760	ArgenZ Esthetic HT-12S	\$126.00
114761	ArgenZ Esthetic HT-14S	\$135.00
114762	ArgenZ Esthetic HT-16S	\$161.00
114763	ArgenZ Esthetic HT-18S	\$169.00
114764	ArgenZ Esthetic HT-20S	\$216.00
114765	ArgenZ Esthetic HT-22S	\$230.00
114767	ArgenZ Esthetic HT-25S	\$240.00
ArgenZ Ultra HT - супер прочные. размеры: 98мм*10, 12,14, 16, 18, 20, 22, 25		
114771	ArgenZ Ultra HT-10S	\$89.00
114772	ArgenZ Ultra HT-12S	\$97.00
114773	ArgenZ Ultra HT-14S	\$110.00
114774	ArgenZ Ultra HT-16S	\$117.00
114775	ArgenZ Ultra HT-18S	\$224.00
114776	ArgenZ Ultra HT-20S	\$140.00
114777	ArgenZ Ultra HT-22S	\$246.00
114779	ArgenZ Ultra HT-25S	\$256.00
ArgenZ		
118929	ArgenZ Anterior ST 10S	\$152.00
118930	ArgenZ Anterior ST 12S	\$161.00
118921	ArgenZ Anterior ST 14S	\$169.00
118931	ArgenZ Anterior ST 16S	\$190.00
118932	ArgenZ Anterior ST 18S	\$204.00
118933	ArgenZ Anterior ST 20S	\$222.00
115968	Argen Wax Disc 98x18mm - восковый диск серого цвета.	€35.00
Продукция фирмы MESA		
Неблагородные сплавы CoCr для металлокерамики		
Состав: Co 64.0 Cr 21.0 Mo 6.0 W 6.0 , Прочее (Si, Mn, Fe) модуль эластичности 194 GPa, КТР 14.1\14.6		
MAGNUM CERAMIC Co - 1 кг (Co-Cr для керамики)		
Состав: max Ni 67.0 Cr 24.0 Mo 10.0 , Прочее (Si, Fe) модуль эластичности 190 GPa, КТР 13.7\14.1		
MAGNUM SPLENDIDUM - 1 кг (Co-Cr для керамики)		
Неблагородный сплав NiCr для металлокерамики		
Состав: Co 60.0 Cr 28.0 W 9.0 Si 1.5, Прочее (Mn, Fe) модуль эластичности 183 GPa, КТР 14.2\14.4		
MAGNUM CERAMIC S - 1кг (Ni-Cr для керамики)		
Неблагородный сплав CoCr для бюгельного протезирования		
Состав: Co 62.0 Cr 31.0 Mo 5.0 , Прочее (C,Si, Mn, Fe) модуль эластичности 200 GPa, КТР 14.0\14.4		
MAGNUM HBA - 1кг (Co-Cr для бюгелей)		
Продукция фирмы BK GIULINI		
гипсы		
5960116	Гилдур голубой - Супергипс синтетический, III класс, для рабочих моделей в съемном протезировании (25кг)	€33.00
5984740	Гилпласт - Супергипс, IV класс синтетический с добав. пластика (5кг)	€25.00
5960949	Артикуляционный гипс - Для фиксирования модели в артикуляторе, III класс безусадочный, расширение < 0,03% (4,5кг)	€18.00
Песок для пескоструйных аппаратов		
Aluminiumoxid - Оксид алюминия (любая фракция) (25кг)		
Aluminiumoxid - Оксид алюминия (любая фракция) (5кг)		
Стеклянные шарики (любая фракция) (25кг)		
Стеклянные шарики (любая фракция) (5кг)		
Паковочные массы		
5983610	GILVEST HS PK (50x100g + liquid 1.2 kg) - для пресс керамики	€52.00
5958504	GILVEST Universal green (4x5 kg + liquid 2x1.2 kg) - для коронок и мостов, для каркасов бюгельных протезов (шоковый метод) (4x5кг + 2x1,2кг жидкость)	€115.00
Gilvest Liquid - жидкость для паковочных масс (1 л)		
Металлы		
5890006	Galloy PA - CoCr сплав для бюгельного протезирования (1кг)	€135.00
5890105	Galloy CB - CoCr сплав для металлокерамики (1кг)	€199.00
5890201	Galloy CB/N - NiCr сплав для металлокерамики (1кг)	€120.00

Продукция фирмы VALPLAST

21101	Капсула с материалом, малая	\$10.00
21102	Капсула с материалом, средняя	\$12.00
21103	Капсула с материалом, большая	\$14.00
20201	VCB Val-Clean - концентрат для очистки протезов (на 1 год)	\$12.00

Продукция фирмы Servo-Dental

SD Tele Click, SD Tele Grip

9875	Набор SD-Tele-Grip, по 10 of duplication + activating parts ROD Attachment	€136.00
86380/50	Set ROD-Attachment - рельсовый аттачмент , 50матриц + 50 матриц	€100.00
86378/50	Set ROD-Attachment - рельсовый аттачмент , 50 матриц	€100.00

Продукция фирмы BEGO

3D-печать

26435	Varseo3D -принтер с инновационной картридж системой разработан специально для применения в стоматологии,точность 25µm (50µm), высокая скорость 20-40 мм/час (зависит от высоты а не от количества объектов), большой, расширяемый список материалов и стратегий печати, уникальная система картриджа (быстрой переход на другой материал, хранение до года), площадь для печати 96 x 54 x 85 mm расходные материалы	€8,000.00
41000	VarseoWax CAD/Cast 1kg	€406.00
41010	VarseoWax Model 1kg	€406.00
41031	VarseoWax Split , 1kg	€246.00
41012	VarseoWax Surgical Guide , 1kg	€513.00
41013	VarseoWax Tray , 1kg	€406.00
54875	VarseoVest P -паковочная масса для 3D-печатных объектов, 20 x 300 g	€64.00
26005	Triton SLA — пароструйный аппарат с деминерализирующим фильтром, 200-240V 50/60Hz, мокрый и сухой пар, картридж смягчения воды, и подключение к водопроводу, устойчивый к коррозии корпус, контроль утечек воды, объем бака 2,9л, мощность 1500 Вт	€3,316.00
26370	Korostar Z — циркулярный пескоструйный аппарат с опцией подключения баков для ручной обработки	€1,476.00
26375	EasyBlast basic — ручной пескоструйный аппарат на 2 бачка без LED подсветки в	€1,433.00
26340	Paraskop M Фрезерный аппарат, 200-240V 50/60Hz. Базовый блок с фрезерным шпинделем, измерительной головкой, столиком и LED лампой,2,35 мм патрон с ограничителем глубины, педаль, ключ патрона, щетка для очистки и 2 запасных	€5,349.00
26310	Eltropol 300 - Электрополировка, 110-240V 50/60Hz .	€2,459.00
26150	Miditherm 100 MP —муфельная печь предварительного прогрева	€2,669.00
26425	Fornax T — центробежная индукционная литейная установка с автономным охлаждением, компактная (630*650*460)	€9,959.00
52454	расходные материалы Графитовые вставки для керамических тиглей (1 pack = 6 pcs)	€97.00
52482	Керамический тигель (1 pack = 6 pcs)	€137.00
52477	Lolipot — смесь для защиты тигеля и уменьшения нагара на нём 100ml	€41.00

Мебель стоматологическая фирмы "Er Metal"

Стол одно
тумбовый-
рабочее

M.82 Л	столешница: ламинат	€1,254.00
M.82 Д	столешница: дерево	€1,415.00
M.82 К	столешница: компакт	€1,415.00
M.82 А	столешница: акрил	€1,562.00
M.82/А К	столешница: компакт	€1,738.00
M.82/С К	столешница: компакт	€3,146.00
M-93 К	столешница: компакт	€2,398.00

M.96 K	столешница: компакт	€2,728.00
	Рабочее место подготовщика - для полировки/обработки на одного техника с защитой из специального стекла: размеры 81см x 60см x 115см, вес 70кг, 2 фронтальных дверцы, 1 полка, 2 выдвижных ящика, встроенный пылесос, мех. система подачи воздуха и реактивное сопло, освещение 18 Вт, подставка для ног, мощность 1250 Вт.	
M-BOX K	столешница: компакт	€1,393.00
M.105-A	Вытяжной шкаф для 2-х муфельных печей, 60x80x210 см	€2,970.00
M.105-B	Вытяжной шкаф для 2-х муфельных печей, 60x120x210 см	€3,630.00
M.105-C	Вытяжной шкаф для 2-х муфельных печей, 60x160x210 см	€4,290.00
	Мебель серии-LAB	
	Мойка с тумбой: Размеры 100x55x93, 2 дверцы, маленькая раковина 35x40x18, подводка системы сжатого воздуха и воздушный пистолет, емкость для хранения гипса внутри шкафа, рабочая поверхность из нержавеющей стали.	
LAB-21/E1	столешница: нержавеющая сталь	€1,232.00
LAB-21GA	столешница: нержавеющая сталь	€968.00
	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
	Стул деревянный для техника	
ER-0014	AIR SYRINGE - воздушное сопло	€210.00
ER-0015	Retractable mechanism - втягивающий механизм для сопла	€44.00
ER-0013	PLASTIK PEG Финагель	€99.00
ER-0016	ARM RESTS Подлокотник	€33.00
ER-0022	PLASTER TRAP Сепаратор (водяной отстойник)	€34.00
ER-0040/S	DUST BAG-SMALL Мешок для пылесоса	€55.00
ER-0041/M	DUST BAG-MEDIUM Мешок для пылесоса	€6.00
ER-0042/L	DUST BAG-LARGE Мешок для пылесоса	€7.00
Большой выбор		
	Продукция компании Komet	
	Керамические шлифовальные инструменты	
	I - ценновая категория	€0.90
	II - ценновая категория	€2.60
	Инструменты для полировки:	
4326A.104	Набор полиров (керамика)	€142.00

1R9463.104.19	Щётка для полировки	€1.90
9550.900.220	Полир для предварительной обработки сплавов неблаг. металлов	€0.60
9635.000.030	Полир для глянцевой и зеркальной полировки	€0.60
9448.900.220	Полир микроволоконный для зеркальной полировки	€2.90
9300	Полировочная паста алмазная, универсальная, 5 г	€68.00
Держатели инструмента:		
326.104.030	Мандрель для окклюзионных полировочных фрез	€13.00
303.104	Мандрель для дисков, полиров, щёток	€1.50
Твердосплавные инструменты:		
1129NE.104.02	Инструмент для черновой обработки сплавов из недрог. металлов	€13.00
133XLQ.103.00	Пазовая фреза	€12.00
1251EQ.104.06	Фреза для пластмассы	€22.00
251FSQ.104.02	Фреза для пластмассы и сплавов благородных металлов	€20.00
1364RA.103.01	Фреза по воску, цилиндрическая, круглая	€21.00
H364R.103.010	Параллельная фреза со стандартной насечкой	€15.00
364RGE.103.0	Параллельная фреза с крупной крестообразной насечкой	€18.00
Спеченные алмазные инструменты:		
DCB1.104.025	Пламя, для обработки всех видов керамики и ZrO ₂	€15.00
DCB2.104.065	Цилиндр, для обработки всех видов керамики и ZrO ₂	€17.50
DCB3.104.040	Конус, для обработки всех видов керамики и ZrO ₂	€15.30
DCB4.104.120	Диск или Чашка, для обработки всех видов керамики и ZrO ₂	€24.00
DCB5.104.220	Сфера для обработки всех видов керамики и ZrO ₂	€27.00
TD2190.000	CROWN Preparation Set by Maxim Lesnuchin	
TD2191.000	IN-ON-OVERLAY Preparation Set by Maxim Lesnukhin	

Продукция компании KAESER

Стоматологические компрессоры Серии Dental

1.5352.1	Dental 1T с осушителем 230 В, 1 фаза, 50 Гц Кол-во мест: 1	€ 3,499.00
1.5374.1	Dental 3T с осушителем 230В, 1 фаза, 50 Гц. Кол-во мест: 2-3	€ 4,830.00
1.5066.1	Dental 3T с осушителем 400В, 3 фазы, 50 Гц. Кол-во мест: 2-3	€4,975.00
1.5373.1	Dental 5T с осушителем 230 В, 1 фаза, 50 Гц. Кол-во мест: 5	€6,799.00
1.5067.1	Dental 5T с осушителем 400 В, 3 фазы, 50 Гц. Кол-во мест: 5	€ 7,318.00

Стоматологические компрессоры Серии Dental 5/2

1.5203.1	Dental 5/2 T- Модель с осушителем, 400 В, 3 фазы, 50 Гц	€ 10,494.00
----------	---	-------------

AIRBOX CENTER DENTAL

AIRBOX CENTER Dental 400 T	Эфф. производ. при 5 барах : 280 л, на установок : 5-6	€ 12,414.00
AIRBOX CENTER Dental 550 T	Эфф. производ. при 5 барах : 350 л, на установок : 7-8	€ 13,188.00
AIRBOX CENTER Dental 840 T	Эфф. производ. при 5 барах : 550 л, на установок : 11-12	€ 16,230.00
AIRBOX CENTER Dental 1500 T	Эфф. производ. при 5 барах : 950л,на установок : 19-21	€21,024.00
AIRBOX CENTER Dental 1000-2 T 10 бар	Эфф.производ. при 5 барах :720 л на устан.:14-16	€22,542.00
AIRBOX CENTER Dental 1000-2 T 12,5 бар	Эфф.производ.при 5 барах :720 л,на устан.:14-16	€ 22,998.00

Винтовые компрессоры AIRCENTER

AIRCENTER -комплексная система для крупных лабораторий (CAD/CAM), включающая в себя: винтовой компрессор, ресивер, холодоосушитель и электронную систему регулирования

AIRCENTER 3	Эфф. непрерывная производ. При 7,5 барах : 340 л,на установок : 7-8	€ 10,060.00
-------------	---	-------------

ТАН -Энергосберегающий холодоосушитель с точкой росы + 3° C

Осушители сжатого воздуха

ТАН 5	Объемный поток: 350 л/мин Макс.давление: - 16 бар,Разница давления: - 0,05 бар Мощность - 0,12 кВт	€ 1,190.00
-------	---	------------

Шумоизоляция

402060.1	Шумопоглощающий кожух для Dental 1 T	€1,152.00
402057.1	Шумопоглощающий кожух для Dental 3 T	€1,138.00
402055.1	Шумопоглощающий кожух для Dental 5 T	€1,835.00